









Somos una empresa con visión global.
Creamos soluciones dentales de vanguardia y alta precisión.
Diseñamos para el entorno digital, sin renunciar a la artesanía.
Escuchamos a los técnicos. Aprendemos de los clínicos.

Innovamos con propósito: Impulsar tu éxito clínico para
mejorar la vida de las personas.

Porque detrás de cada aditamento, hay una historia clínica.
Y detrás de cada historia clínica, una sonrisa real.

Calidad garantizada de por vida.





BIENVENIDO AL CATÁLOGO IBO 2026

Este catálogo reúne lo mejor de nuestro trabajo: nuestra amplia gama de compatibilidades, aditamentos diseñados con precisión y exactitud, soluciones optimizadas para CAD/CAM, accesorios para todos los trabajos clínicos.

Contamos con la colaboración de expertos de referencia, y nuestra presencia en más de 30 países nos permite ofrecer un servicio global con enfoque local.

Nuestro equipo de I+D+I no se detiene.

En IBO, la calidad no es una promesa, es un estándar.

No solo fabricamos piezas, construimos confianza.

Gracias por formar parte de esta historia.

Tu confianza, nuestra mejor garantía.

ÍNDICE

FLUJO MULTIUNIT®	31 - 32
------------------	---------

FLUJO LOCK-ATTACH	33
-------------------	----

FLUJO HORUS®	34
--------------	----

SISTEMA INTERFASES CEREC®	36 - 37
---------------------------	---------

NOBEL BIO CARE®				
HE	CAD/CAM 1100	BRANEMARK®	NP ø 3.5 / RP ø 4.1 / WP ø 5.1	39 - 42
HEZ	CAD/CAM 1300	REPLACE®	NP ø 3.5 / RP ø 4.3 / WP ø 5.0	44 - 45
HEC	CAD/CAM 1400	ACTIVE®	ø 3.0 / NP ø 3.5 / RP ø 4.3	46 - 48

ZIMMER®				
HEI	CAD/CAM 1500	SCREW VENT®	NP ø 3.5 / RP ø 4.5 / WP ø 5.7	51 - 53



STRAUMANN®				
HI	CAD/CAM 1800	TISSUE LEVEL®	ø 4.8 RN / ø 6.5 WN	55 - 57
HI	CAD/CAM 1900	BONE LEVEL®	ø 3.3 NC / ø 4.1 RC	58 - 59
	CAD/CAM 3800	BLX®	RB / WB	60 - 61

ASTRA TECH®				
HEA	CAD/CAM 2000	OSSEOSPEED Tx®	YELLOW ø 3.0 / AQUA ø 3.5 - ø 4.0 LILAC ø 4.5 - ø 5.0	63 - 65
	CAD/CAM 3200	EV®	ø 3.0 / ø 3.6 / ø 4.2 / ø 4.8	66 - 67

BIOMET 3i®				
HE	CAD/CAM 2100	HEX. EXTERNO®	NP ø 3.25 / RP ø 4.1 / WP ø 5.0	69 - 71
HEW	CAD/CAM 2200	CERTAIN®	ø 3.4 / ø 4.1 / ø 5.0	72 - 73

MIS®				
HEM	CAD/CAM 1700	SEVEN®	NP ø 3.3 / SP ø 3.75 ø 4.25 / WP ø 4.5	75 - 77
	CAD/CAM 4000	C1/V3®	SP	78 - 79

SWEDEN & MARTINA®				
HES	CAD/CAM 2700	PREMIUM KOHNO®	ø 3.3 / ø 3.8 / ø 4.25 / ø 5.0	81 - 82
HES	CAD/CAM 5000	OUTLINK®	NP ø 3.3 / RP ø 4.1	84 - 87

KLOCKNER®				
HEV	CAD/CAM 2300	SK2-NK2®	ø 4.2	89 - 90
HEV	CAD/CAM 2400	ESSENTIAL®	ø 4.5	92 - 93
	CAD/CAM 4100	VEGA®	ø 3.5 / ø 4.0 / ø 4.5	94 - 95
	CAD/CAM 1100	KL®	ø 3.5 / ø 4.1 / ø 5.1	96 - 98

BIOHORIZONS®				
	CAD/CAM 1600	TAPERED INTERNAL®	ø 3.0 / ø 3.5 / ø 4.5	101 - 103
	CAD/CAM 4900	TAPERED PRO CONICAL®	ø 3.3 / ø 3.8	104 - 105

DENTSPLY®				
	CAD/CAM 3100	FRIADENT XIVE®	ø 3.4 / ø 3.8 / ø 4.5	107 - 108
	CAD/CAM 3500	ANKYLOS®	C/X	110 - 111

BTI®		CAD/CAM 2600	HEX. EXTERNO®	ø 3.5 / ø 4.1	113 - 115
	HEB	CAD/CAM 2500	INTERNA®	ø 3.5 / ø 4.1 UNIVERSAL / ø 5.5 ANCHA	116 - 117
MICRODENT®					
		CAD/CAM 3300	SYSTEM®	ø 4.2 / ø 5.1	119 - 120
PHIBO®					
	HPH	CAD/CAM 2900	TSH®	S2 / S3-S4 / S5	123 - 124
NEODENT®					
		CAD/CAM 3400	CM CONO MORSE®	ø 3.5	127 - 128
		CAD/CAM 3600	GM GRAND MORSE®	ø 3.5 / ø 3.75 / ø 4.0 / ø 4.3 / ø 5.0 / ø 6.0	130 - 131
OSSTEM®					
		CAD/CAM 3000	TS SYSTEM®	MINI / REGULAR	133 - 134
BEGO®					
		CAD/CAM 3900	SC/RS®	ø 3.25 / ø 3.75 / ø 4.1 / ø 4.5	137 - 138
MEGAGEN®					
		CAD/CAM 3700	ANYRIDGE®	ø 4.0	141 - 142
		CAD/CAM 3000	ANYONE®	REGULAR	144 - 145
BIOTECH® DENTAL					
		CAD/CAM 4300	KONTACT®	RP	147 - 148
ANTHOGRY®					
		CAD/CAM 4200	AXIOM® BL	RP	151 - 152
ALPHA BIOTEC®					
		CAD/CAM 4400	MULTINEO®	CS	155 - 156
DENTIUM®					
		CAD/CAM 4500	BRIGHT®	RP	159 - 160
DIO®					
		CAD/CAM 4600	UF®	NP / RP	163 - 164
CAMLOG®					
		CAD/CAM 4800	IMPLANT SYSTEM®	ø 3.3 / ø 3.8 / ø 4.3	167 - 168
		CAD/CAM 4900	CONELOG®	ø 3.3 / ø 3.8 / ø 4.3	170 - 171
ODONTIT®					
		CAD/CAM 1100	HEX. EXTERNO®	ø 4.1	173 - 176
		CAD/CAM 1500	INTERNA HEX.®	REGULAR	178 - 180
		CAD/CAM 1400	REACTIVE®	ø 3.0 / ø 3.5 / ø 4.3 - ø 5.0	182 - 184
DESTORNILLADORES					188 - 189
INSTRUMENTAL Y LLAVES					190 - 191
ESPECIFICACIONES TORNILLO CANAL RECTO					192 - 195
ESPECIFICACIONES TORNILLO CANAL ANGULADO					196 - 198


Los aditamentos suministrados por Ibodontit S.L. son compatibles con diferentes sistemas de implantes. El objetivo de mencionar las marcas es meramente informativo, a fin de identificar aquellas conexiones con las que los aditamentos de IBO son compatibles. Las imágenes de las referencias aquí mostradas no guardan valor contractual.

• ADHESIVOS


ibod9ntit www.ibod9ntit.com	c/ Felipe Serrano, 6, 2ºB y C 50005 Zaragoza (Spain)																																																	
<table border="1"> <tr> <td>REF</td> <td>K00000000X</td> <td>2</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>LGT</td> <td>18000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UID</td> <td>(01)X000000000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>AAAA-MM-DD</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF	K00000000X	2	XX	LGT	18000000X			UID	(01)X000000000000X			Lot	AAAA-MM-DD			<table border="1"> <tr> <td>REF</td> <td>K00000000X</td> <td>2</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>LGT</td> <td>18000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UID</td> <td>(01)X000000000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>AAAA-MM-DD</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF	K00000000X	2	XX	LGT	18000000X			UID	(01)X000000000000X			Lot	AAAA-MM-DD			<table border="1"> <tr> <td>REF</td> <td>K00000000X</td> <td>2</td> <td>XX</td> </tr> <tr> <td>LGT</td> <td>18000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UID</td> <td>(01)X000000000000X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lot</td> <td>AAAA-MM-DD</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REF	K00000000X	2	XX	LGT	18000000X			UID	(01)X000000000000X			Lot	AAAA-MM-DD		
REF	K00000000X	2	XX																																															
LGT	18000000X																																																	
UID	(01)X000000000000X																																																	
Lot	AAAA-MM-DD																																																	
REF	K00000000X	2	XX																																															
LGT	18000000X																																																	
UID	(01)X000000000000X																																																	
Lot	AAAA-MM-DD																																																	
REF	K00000000X	2	XX																																															
LGT	18000000X																																																	
UID	(01)X000000000000X																																																	
Lot	AAAA-MM-DD																																																	

6 | **ibod9ntit**

A close-up photograph of a mechanical assembly, possibly a valve or actuator. The image shows a metallic, cylindrical component with a threaded end. A blue circle and a yellow circle are overlaid on the image, highlighting specific areas of interest. The background is a light, neutral color.



	 • Fabricante
	 • Fecha fabricación
REF	 • Referencia de catálogo
LOT	 • Número de lote
	 • No reutilizar
	 • Producto no estéril
	 • Consultar Instrucciones de uso
	 • No utilizar si el envase está dañado
R ONLY	 • Solo utilizar por profesionales del sector dental o por orden de este
CE	 • Marcado CE para Producto Clase I
CE ₀₀₅₁	 • Marcado CE para Producto Clase II. Figura el número del organismo notificado que autoriza a su puesta en el mercado.
UDI	 • Identificación única de dispositivo
MD	 • Identificación de Dispositivo Médico
	 • Proteger de la luz solar
#	 • Modelo




FABRICAMOS ADITAMENTOS

MAQUINARIA

Disponemos la tecnología más avanzada en mecanizado y metrología para garantizar la exactitud dimensional y la reproducibilidad de cada aditamento.

- Aplicamos **tecnología CAD/CAM**. Nuestra maquinaria de alta precisión reproduce todas las geometrías diseñadas previamente con exactitud micrométrica.
- **Verificación del 100%** de piezas de cada lote fabricado.
- **Análisis funcional** para comprobar el ajuste y estabilidad clínica en cada componente.

El resultado: aditamentos con precisión dimensional constante y rendimiento clínico comprobado.



MATERIALES

Seleccionamos exclusivamente **titanio grado 5 de uso médico TiAl6V4 ELI**, conforme las normas **ASTM F136 e ISO 5832-3**, reconocido por su **biocompatibilidad, resistencia mecánica y estabilidad química**.

Las materias primas se preservan en entornos controlados para **mantener su composición y características** y garantizar la máxima eficacia del producto final.

Aplicamos **tratamientos superficiales específicos** en función de cada pieza para optimizar su uso y su resistencia, para así mejorar la integridad del conjunto con el implante y contribuir a la durabilidad del conjunto protésico.

Todos los materiales y procesos cumplen con la **normativa vigente** y se someten a trazabilidad completa, desde la materia prima hasta la validación final.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD


Periódicamente, realizamos **ensayos de fatiga y resistencia mecánica** según la norma **ISO 14801:2016**, que reproducen condiciones de carga funcional y envejecimiento acelerado, para evaluar su resistencia bajo cargas cíclicas equivalentes a las condiciones reales de la cavidad oral.

De forma complementaria, aplicamos **análisis por elementos finitos (FEA)**, que permiten evaluar el comportamiento del conjunto implante–aditamento ante diferentes fuerzas oclusales y optimizar su rendimiento.

La biocompatibilidad de los materiales, recubrimientos y tratamientos superficiales se verifica mediante **ensayos de citotoxicidad** (ISO 10993-5:2009) y de **reactividad intercutánea/irritación** (ISO 10993-10:2021), siguiendo los principios de ISO 10993-1:2025.

Superar estas pruebas certifica que cada aditamento mantiene su integridad estructural y **estabilidad de conexión** incluso tras millones de ciclos de carga, garantizando un rendimiento seguro y predecible a largo plazo.

Nuestros productos son auditados periódicamente, tanto interna como externamente, para garantizar su trazabilidad, la conformidad regulatoria y el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad.





ADITAMENTOS PERSONALIZADOS IBO

TU NECESIDAD, NUESTRO RETO

¿No encuentras un aditamento que encaje a la perfección? Desarrollamos un aditamento totalmente personalizado que se ajuste a tus necesidades.

DISEÑO Y FABRICACIÓN AVANZADA

Nuestro departamento de I+D se encargará de desarrollar, mediante técnicas de ingeniería inversa, los modelos que se ajusten a las necesidades requeridas, garantizando que cada aditamento se ajuste perfectamente y cumple los estándares más exigentes de calidad y funcionalidad.


Con IBO, cada aditamento encaja, porque está diseñado sólo para ti.

PROCESOS CERTIFICADOS. PRODUCTOS VERIFICADOS.

IBO ofrece garantía, seguridad y fiabilidad. Cumplimos todas las certificaciones y normativas vigentes exigidas:

- **ISO 13485:2016** – Garantiza un sistema de gestión de calidad específico para la fabricación de dispositivos médicos.
- **Licencia AEMPS** – Autorización oficial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para fabricar productos sanitarios.
- **Marcado CE / MDR** – Cada aditamento fabricado por IBO cumple la normativa europea bajo evaluación de un Organismo Notificado.





GARANTÍA IBO

5 pilares fundamentales que garantizan nuestros estándares de calidad:


- 1. Materiales y tratamientos superficiales:** selección de aleaciones y tratamientos superficiales que garantizan biocompatibilidad, propiedades mecánicas y durabilidad de todos nuestros productos.
- 2. Controles de calidad rigurosos:** verificación dimensional de cada lote, comprobación funcional de las piezas analizadas, ensayos de fatiga y de rotura.
- 3. Certificaciones y cumplimiento normativo:** todos los productos cumplen con la norma ISO 13485, Marcado CE/MDR y cuentan con licencia AEMPS.
- 4. Innovación tecnológica:** diseño y fabricación con equipos de última generación mediante CAD/CAM y herramientas automatizadas para chequeo de piezas.
- 5. Garantía de calidad:** compromiso de calidad que asegura la durabilidad y desempeño de nuestros aditamentos a lo largo de toda su vida útil.

Este enfoque integral permite ofrecer productos de alto rendimiento, consistentes y confiables, apoyados en un servicio técnico directo y especializado para implantólogos/as y protésicos/as.

CAD/CAM – LIBRERÍAS DIGITALES IBO

FLUJO DIGITAL IBO – BEYOND DIGITAL

FLUJO DIGITAL COMPLETO



BEYOND DIGITAL: PRECISIÓN Y FLUJO DIGITAL AVANZADO

Potencia tu trabajo digital con las librerías IBO. Diseñadas para integrarse de forma precisa y fluida en tu flujo de trabajo CAD-CAM.

Colaboración con principales desarrolladores de software dental.

Compatibilidad con los flujos CAD/CAM más importantes del mercado.

Seguridad. Resultados fiables y predecibles en cada etapa del diseño y posterior fabricación.

Disponemos de librerías específicas para todos nuestros sistemas del catálogo.



Librerías disponibles:

- Implant Level. Fresado directo a implante.
- Interfases con sus diferentes alturas gingivales.
- Bases mecanizadas de Cr-Co.
- Pilares provisionales con diferentes alturas de cementación.
- Análogos digitales para modelos 3D.

Flujo optimizado:

- Integración con escáneres intraorales y software 3D de planificación.
- Reducción de errores y tiempos gracias a procesos conectados y automatizados.

Cómo solicitar tu librería:

1. Accede a
2. Completa el formulario de solicitud.
3. Nuestro equipo técnico te enviará la librería digital lo antes posible.

NUEVA TIENDA ONLINE IBO

Haz tus pedidos de manera fácil y cómoda en



Disponible **cuando quieras y
donde quieras,**

con acceso a todo nuestro catálogo de aditamentos.



Consulta con tu delegado comercial.


ANÁLOGO DUAL

El **Análogo Dual IBO** es óptimo para flujo convencional de trabajo y digital CAD/CAM.

Está diseñado para simplificar tu trabajo en clínica y laboratorio ofreciendo **facilidad de uso** gracias a su fabricación realizada con **máxima precisión**.

Gracias a su **geometría retentiva**, se obtiene una **transferencia exacta** de la posición del implante a través del transfer para trabajos convencionales con escayola.

Sus reducidas tolerancias de fabricación junto con el tornillo de fijación inferior aseguran una correcta fijación en modelos impresos 3D y un desarrollo de trabajos digitales predecibles y precisos.





SCANBODY INTRAORAL

Precisión y compatibilidad en cada escaneado. Nuestro Scanbody Intraoral monobloque de titanio y recubierto con ZrN asegura un **best fit perfecto** en cualquier flujo digital.

Es **apto para todos los escáneres** intraorales y de sobremesa del mercado gracias a su baja reflectividad.

Y está diseñado para su uso tanto en boca como en clínica gracias a sus dimensiones reducidas.

Recubrimiento ZrN: Reduce reflejos, mejora la lectura digital y permite un best fit perfecto.

Geometría simplificada para un escaneado óptimo: gran cara plana y superficie cilíndrica.

Diámetro reducido que facilita su uso en boca.

Grabado con láser que permite identificar la librería.


Radiopaco: Permite comprobar el asentamiento correcto del implante mediante RX.



Propiedades ZrN	
Color	Blanco crema
Espesor	0.5 – 6 µm
Rugosidad	R at ≤ 0.05 µm
Fuerza adhesiva	al menos HF ° (DIN EN ISO 26443)
Dureza	-2500 HV

PILAR TA

Combina precisión mecánica y estética clínica **reduciendo errores y tiempos** en laboratorio. Fabricado en titanio de grado 5 y diseñado con una larga chimenea para ofrecer mayor versatilidad y con dos superficies planas para un **correcto posicionamiento de la prótesis**.




INTERFASE AC 2G



Diseñada para corregir angulaciones de hasta 30 grados en combinación con el tornillo angulado ACS.

La Interfase 2G de IBO ofrece una conexión estable, precisión y total compatibilidad con todos los sistemas de implantes de nuestro catálogo, **garantizando resultados fiables** en restauraciones CAD/CAM. Están fabricadas en titanio de grado médico; y presentan un anodizado amarillo para un **mejor resultado estético**. Su chimenea cónica en la parte superior confiere un **ajuste marginal superior**.



INTERFASE 3G

La interfase 100 % digital para cementación sin modelo. Diseñada para restauraciones cementadas directamente sobre implante, la Interfase 3G optimiza el flujo digital y el ajuste protésico, ofreciendo precisión, versatilidad y estética superior en cada caso.

El ajuste posicional con la prótesis se realiza sin cemento, con lo que se confiere al sistema exactitud y precisión, sin excesos de cemento ni micromovimientos previos al cementado.

Su perfil asimétrico está pensado para facilitar la cementación directa sin modelo.



..... 3 alturas de corte
predefinidas en librerías.

..... Ranuras para cementado
óptimo, que facilitan fresado
preciso y consistente.

..... Ajuste libre de cemento. Mejora el
sellado con la prótesis y aporta una
transición suave hacia la prótesis.

..... Distintas alturas gingivales,
asegurando una transición
natural hacia los tejidos blandos.



INTERFASE CEREC®



Diseñada para ofrecer **restauraciones precisas y estéticas** directamente desde el flujo digital CEREC®, combinando **ergonomía, retención y compatibilidad universal** con los principales sistemas de implantes.

La interfase CEREC® de IBO facilita la **producción directa de restauraciones CAD/CAM**, reduciendo tiempos de laboratorio y errores de ajuste.



100% compatible con **CEREC®**,
garantizando un flujo digital rápido,
preciso y reproducible.

Diferentes alturas gingivales,
adaptables a los tejidos blandos y
a la anatomía de cada paciente.

Perfil anatómico
optimizado.

TORNILLO ACS

Diseñado para los casos protésicos más complejos.

Sistema concebido para ofrecer **máximo acoplamiento entre tornillo y llave** para rehabilitaciones anguladas complejas de hasta 30 grados.


Compatible con todas las interfases anguladas de IBO.

- **Sistema tetralobular**, reduce el riesgo de desacople accidental y coronación del tornillo.
- **Estrías anchas y robustas**, proporcionan un mejor deslizamiento con llave y facilita el roscado o desenroscado del tornillo.
- **Rápida identificación visual**, permite reconocer el tornillo de forma inmediata en cualquier situación clínica.
- **Fabricado en titanio de grado 5 de uso médico**, garantizando **resistencia mecánica** y **biocompatibilidad**.



CALCINABLE ANGULADO

Diseñado para ofrecer la **máxima precisión en el colado de estructuras anguladas**, el Calcinable Angulado IBO combina una base metálica mecanizada con una camisa impresa 100% calcinable, garantizando resultados limpios, exactos y totalmente ajustados.



Angulación disponible de 17 o 30 grados, para rehabilitaciones con limitaciones de acceso.

Resina calcinable 100%, permite colado limpio.

Base de CrCo según norma ISO 5832-12, asegura alta resistencia mecánica y estabilidad dimensional durante el colado.



TORNILLO CON RECUBRIMIENTO PVD

Desarrollado para ofrecer una **fijación más estable y segura**. Incorpora un recubrimiento avanzado de Carburo de Tungsteno (WC/C) que mejora significativamente el rendimiento mecánico y la durabilidad de la conexión protésica. El tratamiento proporciona un torque de apriete mejorado hasta un 30% y una **alta resistencia al desgaste y a la corrosión**.

UNA CORONA PARA TODA LA VIDA

Sin Riesgos – Recomendado para casos de aflojamiento del tornillo en los que debe realizarse una nueva intervención quirúrgica.


El recubrimiento de PVD hace que la corona permanezca estable y evita el riesgo de rotura del implante. Su baja fricción, que reduce el torque requerido, y el par de apriete mejorado un 30% aseguran una fijación estable y elimina el riesgo de agarrotamiento y rotura del tornillo. Por tanto, **permite un reposicionamiento de la corona del diente**.



- Dureza superficial entre 2000 y 5000 HV.
- Coeficiente de fricción mínimo, para reducir tensiones durante el apriete.
- Totalmente esterilizable.
- Par de apriete mejorado hasta un 30%.

Los ensayos comparativos muestran que el recubrimiento PVD (Carburo de Tungsteno WC/C) incrementa la fuerza de sujeción en más de 30% respecto a los tornillos sin recubrimiento.

FUERZA DE SUJECIÓN (N)




PILAR MULTIUNIT®

CONEXIÓN A IMPLANTE ÓPTIMA Y PRECISA.

Nuestro Pilar Multiunit® garantiza una conexión precisa y estable entre el implante y la estructura protésica. Su geometría permite **compensar angulaciones** y asegurar un ajuste pasivo, mejorando tanto la distribución de fuerzas como la longevidad de la restauración. El Pilar Multiunit® de IBO es idóneo para **restauraciones atornilladas múltiple**.

Anodizado rosa, efecto camuflaje que mejora la integración estética en la zona gingival.

Diseño anatómico, optimiza el perfil de emergencia y favorece una adaptación natural de los tejidos blandos.



Diferentes alturas gingivales, para adaptarse a cada situación clínica y morfología de tejido.

Angulaciones de 17 y 30 grados. Permiten corregir divergencias entre implantes, optimizar la emergencia del tornillo y garantizar una estructura final pasiva, estética y funcional.

LOCK ATTACH

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA SOBREDENTADURAS REMOVIBLES.

Lock-Attach es el sistema diseñado para ofrecer **máxima seguridad y confort en sobredentaduras removibles**. Su innovador recubrimiento de nitruro de titanio y diseño garantizan **resistencia, durabilidad y biocompatibilidad**, adaptándose a cada paciente para un ajuste perfecto y proporcionando una funcionalidad óptima facilitando la colocación y extracción de la sobredentadura.




- Tratamiento de Nitruro de Titanio TiN. Aumenta la resistencia al desgaste y actúa como barrera frente a bacterias.
- Actividad bacteriana reducida. Dificulta la adhesión de restos orgánicos.
- Biocompatible.
- Disponible en diferentes alturas gingivales, para ajustarse al tejido gingival circundante.

PILAR



- **Alta estética gracias a su diámetro reducido.**
- **Facilita el sellado biológico gracias a la reducción axial controlada.**
- **Acompañado de nuestra librería CAD-HORUS**, con múltiples opciones en función del material elegido para la prótesis dental, la posible divergencia entre pilares o incluso la tecnología elegida para la fabricación.
- **Interfase.** Concebida especialmente para el mundo digital, para cementar en la prótesis sin necesidad de modelo y con la máxima precisión.



• **Tornillo.** Diseño más Robusto M1-6, mayor longitud de espiras lo que nos permite reforzar el asiento del tornillo en las prótesis fabricadas en materiales blandos o frágiles, disponible versión para canales angulados.

• **Tapon de cicatrización.** Escaneable, nueva geometría más precisa y eficiente, disponible con diferentes acabados superficiales.

• **Tapon de cicatrización para cargas.** Escaneable. Con perfil de emergencia expandido, evita el colapso del tejido y facilita la colocación de la prótesis. También disponible con varios acabados superficiales.

9 FLUJOS DE TRABAJO

FLUJO MULTIUNIT®
FLUJO LOCK-ATTACH
FLUJO HORUS®
SISTEMA INTERFASES CEREC®

FLUJO

MULTIUNIT[®]

RP Ø4.8



RP Ø4.8



Análogo

Rotatorio	HE-48300
Antirrotatorio	HE-48310
Estheticone	HE-48350



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25	HE-41215
----------------	----------



Coping

Rotatorio - Cubeta abierta (CA)	HE-48700
Rotatorio - Cubeta cerrada (CC)	HE-48710
Antirrotatorio - Cubeta abierta (CA)	HE-48703
Rotatorio - Cubeta abierta (CA) Estheticone	HE-48701
Tornillo coping CA	HE-48702



Pilar de cicatrización

POM	HE-48620
Titanio (Tornillo incl.)	HE-48621
Titanio (Tornillo incl.) Estheticone	HE-48623



Tornillo

M1.4 Unigrip	HE-48200
M1.4 Unigrip DLC	HE-48280
M1.4 Unigrip oro	HE-48206
M1.4 Alt. 1.27	HE-48201
M1.4 Torx	HE-48204
M1.4 hex. 1.20	HE-48203
M1.4 Tetralobular ACS	IBO 1201 225



Calcinable

Rotatorio	HE-48010
Rotatorio Estheticone	HE-48050

RP Ø4.8



Calcinable base Cr-Co

Rotatorio	HE-48100
Antirrotatorio	HE-48110

Chimenea angulada base Cr-Co



17°	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012



Pilar TA

Rotatorio	HE-48610
Rotatorio PEEK	HE-48613
Rotatorio Estheticone	HE-48611
Rotatorio tipo TiBase	HE-48615
Antirrotatorio	HE-48614
TiBase antirrotatorio	HE-48616



Scanbody

Intraoral titanio rotatorio	IBO 1201 702
Intraoral titanio antirrotatorio	IBO 1201 703
Intraoral titanio XL	IBO 1201 704



Interfase 1G

Rotatorio	HE-48750
Antirrotatorio	HE-48751



Interfase AC 2G

Rotatorio	IBO 1201 621
-----------	--------------



Pilar Lock-Attach

Alt. 3 mm	HE-48903
-----------	----------

FLUJO

LOCK-ATTACH®



MULTISISTEMA

	Análogo	
		HE-41911
	Coping	
	(4U) Pack	HE-41920
	Transportador para pilar	
	(4U) Pack	HE-41930
	Transportador para Lock-Attach	
		HE-41912
	Material protésico	
		HE-41910
	Componentes	
	Material protésico retención azul 1.5 lbs (5 ud)	HE-41913
	Material protésico retención rosa 3 lbs (5 ud)	HE-41914
	Material protésico retención roja 1.5 lbs (5 ud)	HE-41915
	Material protésico retención blanca 5 lbs (5 ud)	HE-41916
	Material protésico retención negra lab. (5 ud)	HE-41917
	Material protésico cazoletas Lock-Attach (5 ud)	HE-41918
	Pilar Lock-Attach para barra	
	M2	HE-41909

FLUJO

HorusTM



RP Ø4.0



Análogo

Análogo Horus®

IBO 0703 300



Tornillo análogo digital

M1.6 Alt. 1.25

HE-41215



Pilar de cicatrización

Alt. 5 mm

IBO 0703 425



Tornillo

M1.6 w/ Unigrip

IBO 0703 200

M1.6 Tetralobular ACS

IBO 0703 225



Pilar de Carga

Alt. 5 mm

IBO 0703 465



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 0703 702



Interfase 3G

Rotatorio

IBO 0703 600



Pilar TA

Rotatorio

IBO 0703 555



SISTEMA INTERFASES CEREC®



NOBEL BIO CARE®

BRANEMARK

RP

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 0.5mm	HE-41731
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2mm	HE-41733
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	HE-41735

NOBEL ACTIVE®

Ø3.5 NP

Ø4.3 RP

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1mm	HEC-35731	HEC-43731
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2mm	HEC-35733	HEC-43733
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	HEC-35735	HEC-43735

ZIMMER®

Tornillo VENT

Ø3.5 - pl 3.7 (Green)

Ø4.5 RP (Purple)

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 0.5mm	HEI-35731	HEI-45731
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2mm	HEI-35733	HEI-45733
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	HEI-35735	HEI-45735

STRAUMANN®

TISSUE LEVEL®

4.8 RN

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 0.9mm	HI-48731
-------------------------------------	----------

BONE LEVEL®

3.3 NC

4.1 RC

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1.5mm	HI-33731	HI-41731
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	HI-33733	HI-41733

ASTRA®

OSSEOSPEED®

AQUA 3.5/4.0

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1mm	HEA-35731
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2mm	HEA-35733
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	HEA-35735

EV®

Ø3.6

Ø4.2

Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1.5mm	IBO 3202 631	IBO 3203 631
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	IBO 3202 633	IBO 3203 633

OSSTEM®**TS SYSTEM®**

	MINI	REGULAR
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1mm	IBO 3001 631	IBO 3002 631
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2mm	IBO 3001 633	IBO 3002 633
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3mm	IBO 3001 635	IBO 3002 635

NEODENT®**GM® GRAND MORSE**

	GM
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1.5mm	IBO 3601 631
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2.5mm	IBO 3601 633
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3.5mm	IBO 3601 635

ANTHOGYR®**AXIOM BL**

	RP
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1.5mm	IBO 4202 631
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2.5mm	IBO 4202 633
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3.5mm	IBO 4202 635

BIOMET 3i®**CERTAIN®**

	NP	RP
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2 mm	HEW-34732	HEW-41732
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 3 mm	HEW-34733	HEW-41733

BIOHORIZONS®**TAPERED PRO CONICAL®**

	NP	RP
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 1 mm	IBO 4901 631	IBO 4902 631
Interfase Tipo Cerec® AR Alt. 2 mm	IBO 4901 633	IBO 4902 633





NOBEL BIOCARE®

HE | CAD/CAM 1100
BRANEMARK®

HEZ | CAD/CAM 1300
REPLACE®

HEC | CAD/CAM 1400
ACTIVE®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK®

Ø3.5 / Ø4.1 / Ø5.1



NOBEL
BIOCARE®

	NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
	Análogo		
	HE-35300	HE-41300	HE-51301
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HE-35700	HE-41700
	Cubeta cerrada (CC)	HE-41710	HE-51702
	Tornillo coping CA	HE-41701	
	Tornillo coping CC	HE-41711	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	HE-41402	
	Alt. 3 mm	HE-35403	HE-41403
	Alt. 4 mm	HE-41404	HE-51413
	Alt. 5 mm	HE-35405	HE-41405
	Tornillo		
	M1.6 Unigrip	HE-35200	
	M1.6 Unigrip DLC	HE-35280	
	M2 hex. 1.20	HE-41200	
	M2 hex. 1.20 DLC	HE-41280	
	M2 hex. 1.2 as. plano	HE-41201	
	M2 cuadrada 1.30	HE-41202	
	M2 hex. 1.25	HE-41203	
	M2 hex. 1.20 plana	HE-41204	
	M2 autoblocante hex. 1.25	HE-41205	
	M2 tornillo oro hex. 1.20	HE-41206	
	M2 Unigrip	HE-41207	
	M2 hex. 1.20 (rosca total)	HE-41208	
	M2 cierre	HE-41210	
	M2.5 Unigrip		HE-51200
	M2.5 Unigrip DLC		HE-51280

		NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
	Tornillo			
	M1.6 Tetralobular ACS	IBO 1101 225		
	M2 Tetralobular ACS		IBO 1102 225	
	M2.5 Tetralobular ACS			IBO 1103 225
	Calcinable			
	Antirrotatorio	HE-35001	HE-41001	HE-51002
	Rotatorio	HE-35010	HE-41010	HE-51011
	Calcinable base Cr-Co			
	Antirrotatorio	HE-35110	HE-41110	HE-51110
	Rotatorio	HE-35100	HE-41100	HE-51100
	Chimenea angulada base Cr-Co			
	17°		IBO 1102 011	IBO 1101 013
	30°		IBO 1102 012	
	Pilar TA			
	Antirrotatorio alt. 0.5 mm	HE-35600	HE-41600	HE-51601
	Antirrotatorio alt. 1.5 mm		HE-41601	
	Antirrotatorio alt. 3 mm		HE-41602	
	Rotatorio alt. 0.5 mm	HE-35610	HE-41610	HE-51611
	Rotatorio alt. 1.5 mm		HE-41611	
	Rotatorio alt. 3 mm		HE-41612	
	Pilar recto / angulado			
	Antirrotatorio	HE-35500	HE-41500	
	Rotatorio	HE-35550	HE-41550	
	Ang. 15°		HE-41650	
	Ang. 25°		HE-41651	

**Ball Attach**

	NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
Ø1.8 alt. 2 mm		HE-41552	
Ø1.8 alt. 3 mm		HE-41553	
Ø2.5 basculante alt. 2 mm		109BRK2R	
Ø2.5 basculante alt. 3 mm		109BRK3R	
Ø2.5 basculante alt. 4 mm		109BRK4R	



Kit retenciones para Ø1.8

192ACM



Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6 ud)

040CRM



Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6 ud)

040CRMSN

Kit retenciones para Ø 2.5

192ACN

Kit ret. normal (1300 gr) Ø2.5 (6 ud)

040CRN

Kit ret. suave (900 gr) Ø2.5 (6 ud)

040CRNSN

Anillos direccionales

100AD

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 1101 702	IBO 1102 702	IBO 1103 702
-------------------	--------------	--------------	--------------

**Interfase 1G**

Antirrotatoria		HE-41751	
Rotatoria		HE-41750	

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1101 620	IBO 1102 620	IBO 1103 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1102 622	
Antirrotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1102 624	
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1101 621	IBO 1102 621	IBO 1103 621
Rotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1102 623	
Rotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1102 625	

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HE-35741	HE-41741	
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HE-35743	HE-41743	
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HE-35745	HE-41745	
Antirrotatoria alt. 3.5 mm		HE-41747	
Rotatoria alt. 0.5 mm	HE-35740	HE-41740	
Rotatoria alt. 1.5 mm	HE-35742	HE-41742	
Rotatoria alt. 2.5 mm	HE-35744	HE-41744	



	NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
Pilar Multiunit®			
Alt. 1 mm	HE-35801	HE-48801	HE-51801
Alt. 2 mm	HE-35802	HE-48802	HE-51802
Alt. 3 mm	HE-35803	HE-48803	HE-51803
Alt. 4 mm		HE-48804	
Alt. 5 mm		HE-48805	
Alt. 7 mm		HE-48807	
ZYGOMATIC + Tornillo alt. 1 mm		HE-48861	
ZYGOMATIC + Tornillo alt. 2 mm		HE-48862	
ESTHETICONE + Tornillo alt. 1 mm		HE-48871	
ESTHETICONE + Tornillo alt. 2mm		HE-48872	
ESTHETICONE + Tornillo alt. 3mm		HE-48873	




Pilar Multiunit® angulado			
17° alt. 2 mm	HE-35852	HE-48852	
17° alt. 3 mm	HE-35853	HE-48853	
17° alt. 4 mm		HE-48854	
30° alt. 3 mm	HE-35863	HE-48863	
30° alt. 4 mm	HE-35864	HE-48864	
30° alt. 5 mm		HE-48865	



Pilar Horus®			
Alt. 1.5 mm		HE-48821	
Alt. 2.5 mm		HE-48822	
Alt. 3.5 mm		HE-48823	



Pilar Lock-Attach			
Alt. 0.73 mm	HE-35901	HE-41901	HE-51901
Alt. 2 mm	HE-35902	HE-41902	HE-51902
Alt. 3 mm	HE-35903	HE-41903	HE-51903
Alt. 4 mm	HE-35904	HE-41904	HE-51904
Alt. 5 mm	HE-35905	HE-41905	HE-51905
Alt. 6 mm		HE-41906	
 Angulado alt. 1.5 mm		HE-41951	
Angulado alt. 3 mm		HE-41953	



NOBEL BIOCARE® REPLACE®

Ø3.5 / Ø4.3 / Ø5.0



		NP Ø3.5	RP Ø4.3	WP Ø5.0
	Análogo			
		HEZ-35300	HEZ-43300	HEZ-50300
	Tornillo análogo digital			
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping			
	Cubeta abierta (CA)	HEZ-35700	HEZ-43700	HEZ-50700
	Pilar de cicatrización			
	Alt. 3 mm	HEZ-35403	HEZ-43403	HEZ-50403
	Alt. 5 mm	HEZ-35405	HEZ-43405	HEZ-50405
	Tornillo			
	M1.8 Unigrip	HEZ-35200		
	M2 Unigrip		HEZ-43200	HEZ-43200
	M1.8 tetralobular ACS	IBO 1301 225		
	M2 tetralobular ACS		IBO 1302 225	IBO 1302 225
	Calcinable			
	Antirrotatorio	HEZ-35001	HEZ-43001	HEZ-50001
	Rotatorio	HEZ-35010	HEZ-43010	HEZ-50010
	Calcinable base Cr-Co			
	Antirrotatorio	HEZ-35110	HEZ-43110	HEZ-50110
	Rotatorio	HEZ-35100	HEZ-43100	HEZ-50100
	Chimenea angulada base Cr-Co			
	17°	IBO 1102 011	IBO 1102 013	IBO 1102 013
	30°	IBO 1102 012		
	Pilar recto			
	Antirrotatorio 1 mm para cementar	HEZ-35510	HEZ-43510	HEZ-50510

**Pilar TA**

	NP Ø3.5	RP Ø4.3	WP Ø5.0
Antirrotatorio	HEZ-35600	HEZ-43600	HEZ-50600
Rotatorio	HEZ-35610	HEZ-43610	HEZ-50610

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 1301 702	IBO 1302 702	IBO 1303 702
-------------------	--------------	--------------	--------------

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 1301 620	IBO 1302 620	IBO 1303 620
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 1301 621	IBO 1302 621	IBO 1303 621

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	HEZ-35801	HEZ-43801	HEZ-50801
Alt. 2 mm	HEZ-35802	HEZ-43802	HEZ-50802
Alt. 3 mm	HEZ-35803	HEZ-43803	HEZ-50803
Alt. 4 mm		HEZ-43804	
Alt. 5 mm		HEZ-43805	

**Pilar Multiunit® angulado**


17° alt. 2 mm	HEZ-43852
17° alt. 3 mm	HEZ-43853
17° alt. 4 mm	HEZ-43854
30° alt. 4 mm	HEZ-43864
30° alt. 5 mm	HEZ-43865

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0 mm	HEZ-35900	HEZ-43900	
Alt. 1 mm	HEZ-35901	HEZ-43901	HEZ-50901
Alt. 2 mm	HEZ-35902	HEZ-43902	HEZ-50902
Alt. 3 mm	HEZ-35903	HEZ-43903	HEZ-50903
Alt. 4 mm	HEZ-35904	HEZ-43904	HEZ-50904
Alt. 5 mm	HEZ-35905	HEZ-43905	HEZ-50905
Alt. 6 mm	HEZ-35906	HEZ-43906	

NOBEL BIOCARE® ACTIVE®

Ø3.0 / NP Ø3.5 / RP Ø4.3



	Ø3.0	NP Ø3.5	RP Ø4.3
	Análogo		
	HEC-30300	HEC-35300 HEC-35301	HEC-43300
	Minipilar Multiunit®		
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HEC-30700	HEC-35700 HEC-43700
	Tornillo coping CA	HEC-30701	
	Cubeta abierta minipilar Multitunit®	HEC-35720	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 1.5 mm	HEC-35401	
	Alt. 2.5 mm	HEC-35402	
	Alt. 3 mm	HEC-30403	HEC-43403
	Alt. 3.5 mm	HEC-35403	
	Alt. 4.5 mm	HEC-35404	
	Alt. 5 mm	HEC-30405	HEC-43405
	Alt. 5.5 mm	HEC-35405	
	Alt. 7 mm		HEC-43407
	Minipilar Multiunit®	HEC-35450	
	Tornillo		
	M1.4 hex. 1.20	HEC-30200	
	M1.6 Unigrip	HE-35200	
	M1.6 Unigrip DLC	HE-35280	
	M2 Unigrip		HEC-43200
	M2 Unigrip DLC		HEC-43280
	M1.6 Unigrip oro	HEC-35206	
	M2 Unigrip oro		HEC-43206
	Cierre	HEC-30210	HEC-35210 HEC-43210
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 1401 225	
	M2 tetralobular ACS		IBO 1402 225

**Calcinable**

	Ø3.0	NP Ø3.5	RP Ø4.3
Antirrotatorio	HEC-30001	HEC-35001	HEC-43001
Rotatorio		HEC-35010	HEC-43010
Minipilar Multiunit®		HEC-35011	

**Calcinable base Cr-Co**

Antirrotatorio	HEC-30110	HEC-35110	HEC-43110
Rotatorio		HEC-35100	HEC-43100

Chimenea angulada base Cr-Co

17°		IBO 1102 011	IBO 1102 013
30°		IBO 1102 012	IBO 1102 014

**Pilar TA**

Antirrotatorio Alt. 1 mm	HEC-30600	HEC-35600	HEC-43600
Antirrotatorio PEEK	HEC-30601		
Antirrotatorio alt. 2 mm		HEC-35601	
Antirrotatorio alt. 3 mm		HEC-35602	
Rotatorio alt. 1 mm		HEC-35610	HEC-43610
Rotatorio alt. 2 mm		HEC-35611	
Rotatorio alt. 3 mm		HEC-35612	
Minipilar Multiunit®		HEC-35620	

**Pilar recto / angulado**

Antirrotatorio alt. 7 mm	HEC-30507
Antirrotatorio alt. 9 mm	HEC-30509
15°	HEC-30650

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 0301 702	IBO 1401 702	IBO 1402 702
Minipilar Multiunit®		IBO 1401 703	

**Interfase 1G**

Antirrotatoria	HEC-30751	HEC-35751	HEC-43751
Rotatoria		HEC-35750	HEC-43750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 1 mm		IBO 1401 620	IBO 1402 620
Antirrotatoria alt. 2 mm		IBO 1401 622	IBO 1402 622
Antirrotatoria alt. 3 mm		IBO 1401 624	IBO 1402 624
Rotatoria alt. 1 mm		IBO 1401 621	IBO 1402 621
Rotatoria alt. 2 mm		IBO 1401 623	IBO 1402 623
Rotatoria alt. 3 mm		IBO 1401 625	IBO 1402 625

**Interfase 3G**

	Ø3.0	NP Ø3.5	RP Ø4.3
Antirrotatoria alt. 1 mm	HEC-30741	HEC-35741	HEC-43741
Antirrotatoria alt. 2 mm	HEC-30743	HEC-35743	HEC-43743
Antirrotatoria alt. 3 mm	HEC-30745	HEC-35745	HEC-43745
Rotatoria alt. 1 mm	HEC-30740	HEC-35740	HEC-43740
Rotatoria alt. 2 mm	HEC-30742	HEC-35742	HEC-43742
Rotatoria alt. 3 mm	HEC-30744	HEC-35744	HEC-43744
Rotatoria para minipilar		HEC-35755	

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm		HEC-35801	HEC-43801
Alt. 2.5 mm		HEC-35802	HEC-43802
Alt. 3.5 mm		HEC-35803	HEC-43803
Alt. 4.5 mm		HEC-35804	HEC-43804
Alt. 5.5 mm		HEC-35805	
Minipilar Multiunit® alt. 1.5 mm		HEC-35811	
Minipilar Multiunit® alt. 2.5 mm		HEC-35812	
Minipilar Multiunit® alt. 3.5 mm		HEC-35813	
Minipilar Multiunit® alt. 4.5 mm		HEC-35814	
Minipilar Multiunit® alt. 5.5 mm		HEC-35815	

**Pilar Multiunit® angulado**


17° alt. 2.5 mm		HEC-35852	HEC-43852
17° alt. 3.5 mm		HEC-35853	HEC-43853
30° alt. 3.5 mm		HEC-35863	HEC-43863
30° alt. 4.5 mm		HEC-35864	HEC-43864


**Pilar Horus®**

Alt. 1.5 mm		HEC-35821	
Alt. 2.5 mm		HEC-35822	
Alt. 3.5 mm		HEC-35823	
Alt. 4.5 mm		HEC-35824	

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm		HEC-35901	HEC-43901
Alt. 2 mm		HEC-35902	HEC-43902
Alt. 3 mm		HEC-35903	HEC-43903
Alt. 4 mm		HEC-35904	HEC-43904
Alt. 5 mm		HEC-35905	HEC-43905
Alt. 6 mm		HEC-35906	HEC-43906





ZIMMER®

HEI | CAD/CAM 1500
SCREW VENT®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

ZIMMER®

SCREW VENT®

NP Ø3.5 / RP Ø4.5 / WP Ø5.7



ZIMMER®

	NP Ø3.5	RP Ø4.5	WP Ø5.7
	Análogo		
	Plat. 3.5 Ø3.7	HEI-35300	
	Plat. 3.5 Ø4.0	HEI-35301	
		HEI-45300	HEI-57300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HEI-35700	HEI-45700
	Cubeta cerrada (CC)	HEI-35710	HEI-57700
	Tornillo coping CA	HEI-35701	
	Tornillo coping CC	HEI-35711	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	HEI-35402	
	Alt. 3 mm	HEI-35403	HEI-45403
	Alt. 4 mm	HEI-35404	HEI-45404
	Alt. 5 mm	HEI-35405	HEI-45405
	Tornillo		
	M1.8 hex. 1.20	HEI-35200	HEI-35200
	M1.8 hex. 1.27	HEI-35201	HEI-35201
	M1.8 hex. 1.27 DLC	HEI-35280	HEI-35280
	M1.8 autoblocante hex. 1.25	HEI-35205	HEI-35205
	M1.8 oro hex. 1.20	HEI-35206	HEI-35206
	M1.8 cierre	HEI-35210	
	M1.8 tetralobular ACS	IBO 1501 225	IBO 1501 225
	Calcinable		
	Antirrotatorio Ø3.5 plat 3.7	HEI-35001	
	Rotatorio Ø3.5 plat 3.7	HEI-35010	
	Antirrotatorio Ø3.5 plat 4.0	HEI-35002	
	Rotatorio Ø3.5 plat 4.0	HEI-35011	
	Antirrotatorio	HEI-45001	HEI-57001
	Rotatorio	HEI-45010	HEI-57010

		NP Ø3.5	RP Ø4.5	WP Ø5.7
	Calcineable base Cr-Co			
	Antirrotatorio	HEI-35110	HEI-45110	HEI-57110
	Rotatorio	HEI-35100	HEI-45100	
	Chimenea angulada base Cr-Co			
	17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011	
	30°	IBO 1102 012	IBO 1102 012	
	Pilar TA			
	Antirrotatorio alt. 0.5 mm	HEI-35600	HEI-45600	
	Antirrotatorio alt. 1.5 mm	HEI-35601	HEI-45601	
	Antirrotatorio alt. 3 mm	HEI-35602	HEI-45602	
	Rotatorio alt. 0.5 mm	HEI-35610	HEI-45610	
	Rotatorio alt. 1.5 mm	HEI-35611	HEI-45611	
	Rotatorio alt. 3 mm	HEI-35612	HEI-45612	
	Pilar recto / angulado			
	Recto antirrotatorio	HEI-35505		
	Ang. 15°	HEI-35650		
	Ang. 25°	HEI-35651		
	Ball Attach			
	Ø1.8 alt. 2 mm	HEI-35552		
	Ø1.8 alt. 4 mm	HEI-35554		
	Ø2.5 Basculante alt. 2 mm	109CV2R		
	Ø2.5 Basculante alt. 4 mm	109CV4R		
	 Kit retenciones para Ø1.8	192ACM		
	 Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRM		
	 FEIN Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRMSN		
	 Kit retenciones para Ø 2.5	192ACN		
	 Kit ret. normal (1300 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRN		
	 Kit ret. suave (900 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRNSN		
	Anillos direccionales	100AD		
	Scanbody			
	Intraoral titanio	IBO 1501 702	IBO 1502 702	IBO 1503 702
	Interfase 1G			
	Antirrotatoria	HEI-35751	HEI-45751	
	Rotatoria	HEI-35750	HEI-45750	

**Interfase AC 2G**

	NP Ø3.5	RP Ø4.5	WP Ø5.7
Antirrotatoria Alt. 0.5 mm	IBO 1501 620	IBO 1502 620	IBO 1503 620
Antirrotatoria Alt. 1.5 mm	IBO 1501 622	IBO 1502 622	
Antirrotatoria Alt. 2.5 mm	IBO 1501 624		
Rotatoria Alt. 0.5 mm	IBO 1501 621	IBO 1502 621	IBO 1503 621
Rotatoria Alt. 1.5 mm	IBO 1501 623	IBO 1502 623	
Rotatoria Alt. 2.5 mm	IBO 1501 625		

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HEI-35741	HEI-45741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HEI-35743	HEI-45743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HEI-35745	
Antirrotatoria alt. 3.5 mm	HEI-35747	
Antirrotatoria alt. 4.5 mm	HEI-35749	
Rotatoria alt. 0.5 mm	HEI-35740	HEI-45740
Rotatoria alt. 1.5 mm	HEI-35742	HEI-45742
Rotatoria alt. 2.5 mm	HEI-35744	

**Pilar Multiunit®**

Alt. 0.75 mm	HEI-35801	HEI-45801
Alt. 2 mm	HEI-35802	HEI-45802
Alt. 3 mm	HEI-35803	HEI-45803
Alt. 4 mm	HEI-35804	HEI-45804
Alt. 5 mm	HEI-35805	HEI-45805

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm	HEI-35852	HEI-45852
17° alt. 3 mm	HEI-35853	HEI-45853
17° alt. 4 mm	HEI-35854	HEI-45854
30° alt. 3 mm	HEI-35863	
30° alt. 4 mm	HEI-35864	HEI-45864
30° alt. 5 mm	HEI-35865	HEI-45865
30° alt. 6 mm	HEI-35866	HEI-45866

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm	HEI-35821
Alt. 2 mm	HEI-35822
Alt. 3 mm	HEI-35823
Alt. 4 mm	HEI-35824

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	HEI-35901	HEI-45901	HEI-57901
Alt. 2 mm	HEI-35902	HEI-45902	HEI-57902
Alt. 3 mm	HEI-35903	HEI-45903	HEI-57903
Alt. 4 mm	HEI-35904	HEI-45904	HEI-57904
Alt. 5 mm	HEI-35905	HEI-45905	HEI-57905
Alt. 6 mm	HEI-35906	HEI-45906	
 Angulado alt. 1.5 mm	HEI-35951		
Angulado alt. 3 mm	HEI-35953		



STRAUMANN®

HI

CAD/CAM 1800
TISSUE LEVEL®

HI

CAD/CAM 1900
BONE LEVEL®

CAD/CAM 3800
BLX®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

STRAUMANN®

TISSUE LEVEL®

RN Ø4.8 / WN Ø6.5



STRAUMANN®

	RN Ø4.8	WN Ø6.5	
	Análogo		
	Directo a implante	HI-48300	HI-65300
	Synocta	HI-48301	
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HI-48700	HI-65700
	Impresión directa pilar Synocta cementable	HI-48704	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	HI-48402	
	Alt. 3 mm	HI-48403	
	Alt. 4.5 mm	HI-48404	
	Tornillo		
	M2 Torx para calcinable directo implante	HI-48200	
	M2 Torx	HI-48204	HI-48204
	M2 Torx DLC	HI-48280	HI-48280
	M2 Autobloqueante Torx	HI-48205	
	M2 Torx oro	HI-48206	HI-48206
	M2 Torx para Synocta	HI-48201	
	M2 Cierre	HI-48210	
	M2 Cierre especial (Alt. 1.5 mm)	HI-48211	
	M2 tetralobular ACS	IBO 1801 225	IBO 1801 225
	M2 tetralobular ACS para Synocta	IBO 1801 226	IBO 1801 226
	Calcinable		
	Antirrotatorio directo implante	HI-48001	HI-65001
	Rotatorio directo implante	HI-48010	HI-65010
	Antirrotatorio para Synocta	HI-48002	
	Rotatorio para Synocta	HI-48011	
	Antirrotatorio para Synocta cementar	HI-48003	
	Rotatorio para Synocta cementar	HI-48012	

		RN Ø4.8	WN Ø6.5
	Calcineable base Cr-Co		
	Antirrotatorio directo implante	HI-48110	HI-65110
	Rotatorio directo implante	HI-48100	HI-65100
	Antirrotatorio para Synocta	HI-48111	
	Rotatorio para Synocta	HI-48101	
	Chimenea angulada base Cr-Co		
	17° Directo implante	IBO 1102 013	
	30° Directo implante	IBO 1102 014	
	17° para Synocta	IBO 1102 011	
	30° para Synocta	IBO 1102 012	
	Pilar TA		
	Antirrotatorio directo implante	HI-48600	HI-65600
	Antirrotatorio para Synocta	HI-48615	
	Rotatorio directo implante	HI-48611	HI-65610
	Rotatorio para Synocta	HI-48610	
	Synocta Pilar recto		
	Antirrotatorio alt. 4 mm para cementar	HI-48504	
	Antirrotatorio alt. 5 mm para cementar	HI-48505	
	Antirrotatorio alt. 7 mm para cementar	HI-48507	
	Pilar Synocta	HI-48530	
	Pilar Octa	HI-48535	
	Pilar Synocta para cementar	HI-48531	
	Ball Attach		
	Ø2.5 Basculante alt. 2 mm	109BFT2R	
	Ø2.5 Basculante alt. 4 mm	109BFT4R	
	Kit retenciones para Ø1.8	192ACM	
	Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6ud)	040CRM	
	Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6ud)	040CRMSN	
	 Kit retenciones para Ø 2.5	192ACN	
	 Kit ret. normal (1300 gr) ø2.5 (6ud)	040CRN	
	 Kit ret. suave (900 gr) ø2.5 (6ud)	040CRNSN	
	Anillos direccionales	100AD	



Scanbody

	RN Ø4.8	WN Ø6.5
Intraoral titanio directo a implante	IBO 1801 703	IBO 1802 702
Intraoral titanio para Synocta	IBO 1801 704	



Interfase 1G

Antirrotatoria directo implante	HI-48751
Rotatoria directo implante	HI-48750



Interfase AC 2G

Antirrotatoria directo a implante	IBO 1801 620	IBO 1802 620
Rotatoria directo a implante	IBO 1801 621	IBO 1802 621
Antirrotatoria para Synocta	IBO 1801 622	
Rotatoria para Synocta	IBO 1801 623	



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.9 mm	HI-48741
Antirrotatoria alt. 2 mm	HI-48743
Rotatoria alt. 0.9 mm	HI-48740
Rotatoria alt. 2 mm	HI-48742



Pilar Multiunit®

Alt. 0.9 mm	HI-48801
-------------	----------



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm	HI-48852
30° alt. 3.5 mm	HI-48863



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	HI-48901
Alt. 2 mm	HI-48902
Alt. 3 mm	HI-48903
Alt. 4 mm	HI-48904
Alt. 5 mm	HI-48905
Alt. 6 mm	HI-48906
 Angulado alt. 1.5 mm	HI-48951
Angulado alt. 3 mm	HI-48953

STRAUMANN®

BONE LEVEL®

NC Ø3.3 / RC Ø4.1



		NC Ø3.3	RC Ø4.1
	Análogo		
		HI-33300	HI-41300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HI-33700	HI-41700
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	HI-33402	HI-41402
	Alt. 4 mm	HI-33404	HI-41404
	Alt. 5 mm	HI-33405	
	Alt. 6 mm		HI-41406
	Tornillo		
	M1.6 Torx	HI-33200	HI-41200
	M1.6 Torx Gold	HI-33206	HI-41206
	M1.6 Torx DLC	HI-33280	HI-41280
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 1902 225	IBO 1902 225
	Calcinable		
	Antirrotatorio	HI-33001	HI-41001
	Rotatorio	HI-33010	HI-41010
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	HI-33110	HI-41110
	Rotatorio	HI-33100	HI-41100
	Chimenea angulada base Cr-Co		
	17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011
	25°	IBO 1102 015	IBO 1102 015
	Pilar TA		
	Antirrotatorio	HI-33600	HI-41600
	Rotatorio	HI-33610	HI-41610



Pilar recto

	NC Ø3.3	RC Ø4.1
Antirrotatorio		HI-41501
Rotatorio		HI-41550



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 1901 702	IBO 1902 702
-------------------	--------------	--------------



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 1901 620	IBO 1902 620
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 1901 622	IBO 1902 622
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 1901 624	IBO 1902 624
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 1901 621	IBO 1902 621
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 1901 623	IBO 1902 623
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 1901 625	IBO 1902 625



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 1 mm	HI-33741	HI-41741
Antirrotatoria alt. 2 mm	HI-33743	HI-41743
Antirrotatoria alt. 3 mm	HI-33745	HI-41745
Rotatoria alt. 1 mm	HI-33740	HI-41740
Rotatoria alt. 2 mm	HI-33742	HI-41742
Rotatoria alt. 3 mm	HI-33744	HI-41744



Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm	HI-33801	HI-41801
Alt. 2.5 mm	HI-33802	HI-41802
Alt. 3.5 mm	HI-33803	HI-41803
Alt. 4.5 mm	HI-33804	HI-41804



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm	HI-33852	HI-41852
17° alt. 3.5 mm	HI-33853	HI-41853
30° alt. 3.5 mm	HI-33863	HI-41863
30° alt. 4.5 mm	HI-33864	HI-41864



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	HI-33901	HI-41901
Alt. 2 mm	HI-33902	HI-41902
Alt. 3 mm	HI-33903	HI-41903
Alt. 4 mm	HI-33904	HI-41904
Alt. 5 mm	HI-33905	HI-41905
Alt. 6 mm	HI-33906	HI-41906

STRAUMANN®

BLX®

RB / WB



RB / WB



Análogo

IBO 3801 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3801 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3801 402

Alt. 4 mm

IBO 3801 404

Alt. 6 mm

IBO 3801 406



Tornillo

M1.6 Torx

IBO 3801 200

M1.6 tetralobular ACS

IBO 3801 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3801 110

Rotatorio

IBO 3801 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 3801 550

Rotatorio

IBO 3801 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 3801 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm

IBO 3801 620

Rotatoria alt. 0.5 mm

IBO 3801 621

RB / WB



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 3801 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3801 603
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 3801 605
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 3801 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3801 602
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 3801 604



Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm	IBO 3801 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3801 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3801 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3801 804



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm	IBO 3801 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3801 853
30° alt. 3.5 mm	IBO 3801 863
30° alt. 4.5 mm	IBO 3801 864



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	IBO 3801 901
Alt. 2 mm	IBO 3801 902
Alt. 3 mm	IBO 3801 903
Alt. 4 mm	IBO 3801 904
Alt. 5 mm	IBO 3801 905



ASTRA TECH®

HEA | CAD/CAM 2000
OSSEOSPEED Tx®
| CAD/CAM 3200
EV®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

ASTRA TECH[®]

OSSEOSPEED TX[®]

YELLOW Ø3.0 / AQUA Ø3.5 - Ø4.0 / LILAC Ø4.5 - Ø5.0



Análogo

20° Análogo

Análogo 6 caras

YELLOW
Ø3.0

AQUA
Ø3.5 - 4.0

LILAC
Ø4.5 - 5.0

IBO 2003 300

HEA-35300

HEA-45300

HEA-35301

HEA-35301

HEA-35310



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215

HE-41215

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 2003 350

HEA-35700

HEA-45700

Cubeta cerrada (CC)

HEA-35710



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 2003 402

HEA-35402

HEA-45402

Alt. 4 mm

IBO 2003 404

HEA-35404

HEA-45404

Alt. 6 mm

HEA-35406

HEA-45406



Tornillo

M1.4 hex. 1.27

IBO 2003 200

M1.6 hex. 1.27

HEA-35200

20° M1.4 hex.. 1.27

HEA-35201

M1.6 hex. 1.27 DLC

HEA-35280

M2 hex. 1.27

HEA-45200

M1.6 tetralobular ACS

IBO 2001 225

M2 tetralobular ACS

IBO 1302 225



Calcinable

Antirrotatorio

HEA-35001

HEA-45001

Rotatorio

HEA-35010

HEA-45010

20°

HEA-35011

HEA-35011


Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

HEA-35110

HEA-45110

Rotatorio

HEA-35100

HEA-45100

Chimenea angulada base Cr-Co


17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012


Pilar TA

Antirrotatorio alt. 1 mm

IBO 2003 550

HEA-35600

HEA-45600

Antirrotatorio alt. 2 mm

HEA-35601

Antirrotatorio alt. 3 mm

HEA-35602

Rotatorio alt. 1 mm

HEA-35610

HEA-45610

Rotatorio alt. 2 mm

HEA-35611

Rotatorio alt. 3 mm

HEA-35612


Pilar recto

Antirrotatorio

HEA-35500

HEA-45500

Rotatorio

HEA-35550

HEA-45550


20° Abutment

Alt. 0.5 mm

HEA-35551

HEA-45551

Alt. 1 mm

HEA-35552

HEA-45552

Alt. 2 mm

HEA-35553

HEA-45553

Alt. 4 mm

HEA-35554

HEA-45554


Scanbody

Intraoral titanio

IBO 2003 702

IBO 2001 702

IBO 2002 702

Intraoral titanio 20°

IBO 2001 703

IBO 2001 703


Interfase 1G

Antirrotatoria

HEA-35751

Rotatoria

HEA-35750


Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 1 mm

IBO 2003 620

IBO 2001 620

IBO 2002 620

Antirrotatoria alt. 2 mm

IBO 2001 622

Antirrotatoria alt. 3 mm

IBO 2001 624

Rotatoria alt. 1 mm

IBO 2001 621

IBO 2002 621

Rotatoria alt. 2 mm

IBO 2001 623

Rotatoria alt. 3 mm

IBO 2001 625

**Interfase 3G**

	YELLOW Ø3.0	AQUA Ø3.5 - 4.0	LILAC Ø4.5 - 5.0
20°		HEA-35780	HEA-35780
Antirrotatoria alt. 1 mm		HEA-35741	HEA-45741
Antirrotatoria alt. 2 mm		HEA-35743	HEA-45743
Antirrotatoria alt. 3 mm		HEA-35745	
Rotatoria alt. 1 mm		HEA-35740	HEA-45740
Rotatoria alt. 2 mm		HEA-35742	HEA-45742
Rotatoria alt. 3 mm		HEA-35744	

**Pilar Multiunit®**

Alt. 0.5 mm	HEA-35800	
Alt. 1.5 mm	HEA-35801	HEA-45801
Alt. 2.5 mm	HEA-35802	HEA-45802
Alt. 3.5 mm	HEA-35803	HEA-45803
Alt. 4.5 mm	HEA-35804	HEA-45804

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	HEA-35852	HEA-45852
17° alt. 3.5 mm	HEA-35853	HEA-45853
30° alt. 3.5 mm	HEA-35863	HEA-45863
30° alt. 4.5 mm	HEA-35864	HEA-45864

**Pilar Horus®**

Alt. 1.5 mm	HEA-35821
Alt. 2.5 mm	HEA-35822
Alt. 3.5 mm	HEA-35823
Alt. 4.5 mm	HEA-35824

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0.5 mm		HEA-45901
Alt. 1 mm	HEA-35901	
Alt. 2 mm	HEA-35902	HEA-45902
Alt. 3 mm	HEA-35903	HEA-45903
Alt. 4 mm	HEA-35904	HEA-45904
Alt. 5 mm	HEA-35905	HEA-45905
Alt. 6 mm	HEA-35906	

ASTRA TECH®

EV®

Ø3.0 / Ø3.6 / Ø4.2 / Ø4.8



	Ø3.0	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8
	Análogo			
	Directo a implante	IBO 3201 300	IBO 3202 300	IBO 3203 300
	Análogo Uniabutment®		IBO 3203 301	IBO 3203 301
	Tornillo análogo digital			
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping			
	Cubeta abierta (CA)		IBO 3202 350	IBO 3204 350
	Pilar de cicatrización			
	Alt. 2 mm	IBO 3201 402	IBO 3202 402	IBO 3204 402
	Alt. 4 mm	IBO 3201 404	IBO 3202 404	IBO 3204 404
	Tornillo			
	M1.4 hex 1.27	IBO 3201 200		
	M1.6 hex 1.27		IBO 3202 200	
	M1.8 hex. 1.27		IBO 3203 200	
	M1.8 Uniabutment® hex. 1.27		IBO 3203 201	IBO 3203 201
	M2 hex. 1.27			IBO 3204 200
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 3202 225		
	M1.8 tetralobular ACS		IBO 3203 225	
	M2 tetralobular ACS			IBO 3204 225
	Calcinable			
	Antirrotatorio	IBO 3201 001	IBO 3202 001	IBO 3204 001
	Rotatorio		IBO 3203 010	IBO 3204 010



	Ø3.0	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8
Calcinable base Cr-Co				
Antirrotatorio	IBO 3201 110	IBO 3202 110	IBO 3203 110	IBO 3204 110
Rotatorio		IBO 3202 100	IBO 3203 100	IBO 3204 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°		IBO 1102 011	IBO 1102 011	IBO 1102 013
30°		IBO 1102 012	IBO 1102 012	IBO 1102 014



Pilar TA

Antirrotatorio	IBO 3201 550	IBO 3202 550	IBO 3203 550	IBO 3204 550
Rotatorio	IBO 3201 555	IBO 3202 555	IBO 3203 555	IBO 3204 555



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 3201 702	IBO 3202 702	IBO 3203 702	IBO 3204 702
Intraoral titanio Uniabutment®		IBO 3203 703	IBO 3203 703	IBO 3203 703



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 3201 620	IBO 3202 620	IBO 3203 620	IBO 3204 620
Rotatoria alt. 1 mm		IBO 3202 621	IBO 3203 621	IBO 3204 621



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 1 mm		IBO 3202 601	IBO 3203 601	IBO 3204 601
Antirrotatoria alt. 2 mm		IBO 3202 603	IBO 3203 603	IBO 3204 603
Rotatoria alt. 1 mm		IBO 3202 600	IBO 3203 600	IBO 3204 600
Rotatoria alt. 2 mm		IBO 3202 602	IBO 3203 602	IBO 3204 602
Rotatoria Uniabutment®		IBO 3203 623	IBO 3203 623	IBO 3203 623



Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm		IBO 3202 801	IBO 3203 801	IBO 3204 801
Alt. 2.5 mm		IBO 3202 802	IBO 3203 802	IBO 3204 802
Alt. 3.5 mm		IBO 3202 803	IBO 3203 803	IBO 3204 803
Alt. 4.5 mm		IBO 3202 804	IBO 3203 804	IBO 3204 804



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm		IBO 3202 852	IBO 3203 852	IBO 3204 852
17° alt. 3.5 mm		IBO 3202 853	IBO 3203 853	IBO 3204 853
30° alt. 3.5 mm		IBO 3202 864	IBO 3203 864	IBO 3204 864
30° alt. 4.5 mm		IBO 3202 865	IBO 3203 865	IBO 3204 865



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm		IBO 3202 901	IBO 3203 901	IBO 3204 901
Alt. 2 mm		IBO 3202 902	IBO 3203 902	IBO 3204 902
Alt. 3 mm		IBO 3202 903	IBO 3203 903	IBO 3204 903
Alt. 4 mm		IBO 3202 904	IBO 3203 904	IBO 3204 904



BIOMET 3i[®]

HE

CAD/CAM 2100
HEX. EXTERNO[®]

HEW

CAD/CAM 2200
CERTAIN[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

BIOMET 3i[®]

HEX. EXTERNO[®]

NP Ø3.25 / RP Ø4.1 / WP Ø5.0



	NP Ø3.25	RP Ø4.1	WP Ø5.0
Análogo			
	IBO 2101 300	HE-41300	HE-51300
Tornillo análogo digital			
	HE-41215	HE-41215	HE-41215
Coping			
		HE-41700	HE-51700
Tornillo copying CA		HE-41701	
		HE-41710	
Tornillo coping CC		HE-41711	
Pilar de cicatrización			
		HE-41402	
Alt. 3 mm		HE-41403	HE-51403
Alt. 4 mm		HE-41404	
Alt. 5 mm		HE-41405	HE-51405
Tornillo			
	IBO 2101 200	HE-41200	HE-41200
M2 hex. 1.20 DLC		HE-41280	HE-41280
M2 hex. 1.20 as. plano		HE-41201	HE-41201
M2 cuadrada 1.30		HE-41202	HE-41202
M2 hex. 1.25		HE-41203	HE-41203
M2 hex. 1.20 plana		HE-41204	HE-41204
M2 autoblocante M2 hex. 1.25		HE-41205	HE-41205
M2 tornillo oro hex.1.20		HE-41206	HE-41206
M2 Unigrip		HE-41207	HE-41207
M2 hex. 1.20 (rosca total)		HE-41208	HE-41208
M2 cierre		HE-41210	
M2 tetralobular ACS		IBO 1102 225	IBO 1102 225
Calcinable			
	IBO 2101 001	HE-41001	HE-51001
Rotatorio	IBO 2101 010	HE-41010	HE-51010

		NP Ø3.25	RP Ø4.1	WP Ø5.0
	Calcineable base Cr-Co			
	Antirrotatorio	IBO 2101 110	HE-41110	HE-51111
	Rotatorio	IBO 2101 100	HE-41100	HE-51101
	Chimenea angulada base Cr-Co			
	17°		IBO 1102 011	
	30°		IBO 1102 012	
	Pilar TA			
	Antirrotatorio alt. 0.5 mm		HE-41600	HE-51600
	Antirrotatorio alt. 1.5 mm		HE-41601	
	Antirrotatorio alt. 3 mm		HE-41602	
	Rotatorio alt. 0.5 mm		HE-41610	HE-51610
	Rotatorio alt. 1.5 mm		HE-41611	
	Pilar recto			
	Antirrotatorio		HE-41500	
	Rotatorio		HE-41550	
	Angled Abutment			
	15°		HE-41650	
	25°		HE-41651	
	Scanbody			
	Intraoral titanio	IBO 2101 702	IBO 1102 702	IBO 2103 702
	Interfase 1G			
	Antirrotatoria		HE-41751	
	Rotatoria		HE-41750	
	Interfase AC 2G			
	Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 2101 620	IBO 1102 620	IBO 2103 620
	Antirrotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1102 622	
	Antirrotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1102 624	
	Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 2101 621	IBO 1102 621	IBO 2103 621
	Rotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1102 623	
	Rotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1102 625	

NP Ø3.25

RP Ø4.1

WP Ø5.0

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HE-41741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HE-41743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HE-41745
Rotatoria alt. 0.5 mm	HE-41740
Rotatoria alt. 1.5 mm	HE-41742
Rotatoria alt. 2.5 mm	HE-41744

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	HE-48801
Alt. 2 mm	HE-48802
Alt. 3 mm	HE-48803
Alt. 4 mm	HE-48804
Alt. 5 mm	HE-48805
Alt. 7 mm	HE-48807

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm	HE-48852
17° alt. 3 mm	HE-48853
17° alt. 4 mm	HE-48854
30° alt. 3 mm	HE-48863
30° alt. 4 mm	HE-48864
30° alt. 5 mm	HE-48865

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm	HE-48821
Alt. 2 mm	HE-48822
Alt. 3 mm	HE-48823

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0.73 mm	HE-41901
Alt. 2 mm	HE-41902
Alt. 3 mm	HE-41903
Alt. 4 mm	HE-41904
Alt. 5 mm	HE-41905
Alt. 6 mm	HE-41906



Angulado alt. 1.5 mm	HE-41951
Angulado alt. 3 mm	HE-41953

BIOMET 3i[®]

CERTAIN[®]

Ø3.4 / Ø4.1 / Ø5.0



		NP Ø3.4	RP Ø4.1	WP Ø5.0
	Análogo			
		HEW-34300	HEW-41300	HEW-50300
	Tornillo análogo digital			
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping			
	Cubeta abierta (CA)	HEW-34700	HEW-41700	HEW-50700
	Pilar de cicatrización			
	Alt. 3 mm	HEW-34403	HEW-41403	
	Alt. 4 mm	HEW-34404	HEW-41404	
	Alt. 6 mm	HEW-34406	HEW-41406	
	Tornillo			
	M1.6 hex 1.20 para antirrotatorio	HEW-34200	HEW-34200	HEW-34200
	M1.6 hex 1.20 para antirrotatorio DLC	HEW-34280	HEW-34280	HEW-34280
	M1.6 cuadrado 1.30	HEW-34201	HEW-34201	HEW-34201
	M1.6 oro para antirrotatorio	HEW-34206	HEW-34206	HEW-34206
	M1.6 hex 1.20 para rotatorio		HEW-41201	HEW-41201
	M1.6 oro para rotatorio		HEW-41206	HEW-41206
	M1.6 para rotatorio DLC		HEW-41280	HEW-41280
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 2201 225	IBO 2201 225	IBO 2201 225
	Calcinable			
	Antirrotatorio	HEW-34001	HEW-41001	HEW-50001
	Rotatorio	HEW-34010	HEW-41010	HEW-50010
	Calcinable base Cr-Co			
	Antirrotatorio	HEW-34110	HEW-41110	HEW-50110
	Rotatorio	HEW-34100	HEW-41100	HEW-50100
	Chimenea angulada base Cr-Co			
	17°	IBO 1102 013	IBO 1102 013	IBO 1102 011
	30°	IBO 1102 014	IBO 1102 014	IBO 1102 012



Pilar TA

	NP Ø3.4	RP Ø4.1	WP Ø5.0
Antirrotatorio	HEW-34600	HEW-41600	HEW-50600
Rotatorio	HEW-34610	HEW-41610	HEW-50610



Pilar recto

Antirrotatorio	HEW-34500	HEW-41500	
----------------	-----------	-----------	--



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 2201 702	IBO 2202 702	IBO 2203 702
-------------------	--------------	--------------	--------------



Interfase AC 2G

Antirrotatoria	IBO 2201 620	IBO 2202 620	IBO 2203 620
Rotatoria	IBO 2201 621	IBO 2202 621	IBO 2203 621



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HEW-34741	HEW-41741	
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HEW-34743	HEW-41743	
Rotatoria alt. 0.5 mm	HEW-34740	HEW-41740	
Rotatoria alt. 1.5 mm	HEW-34742	HEW-41742	



Pilar Multiunit®

Alt. 1 mm	HEW-34801	HEW-41801	HEW-50801
Alt. 2 mm	HEW-34802	HEW-41802	HEW-50802
Alt. 3 mm	HEW-34803	HEW-41803	HEW-50803
Alt. 4 mm	HEW-34804	HEW-41804	HEW-50804



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2 mm	HEW-34852	HEW-41852	HEW-50852
17° alt. 4 mm	HEW-34854	HEW-41854	HEW-50854
30° alt. 3 mm	HEW-34863	HEW-41863	HEW-50863
30° alt. 5 mm	HEW-34865	HEW-41865	HEW-50865



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	HEW-34901	HEW-41901	
Alt. 2 mm	HEW-34902	HEW-41902	
Alt. 3 mm	HEW-34903	HEW-41903	
Alt. 4 mm	HEW-34904	HEW-41904	
Alt. 5 mm	HEW-34905	HEW-41905	
Alt. 6 mm	HEW-34906	HEW-41906	



OMIS[®]

HEM | CAD/CAM 1700
SEVEN[®]
| CAD/CAM 4000
C1/V3[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

MIS[®] SEVEN[®]

NP Ø3.3 / SP Ø3.75 - Ø4.25 / WP Ø4.5



	NP Ø3.3	SP Ø3.75 Ø4.25	WP Ø4.5
Análogo			
	HEM-33300	HEM-42300	HEI-45300
Tornillo análogo digital			
 M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
Coping			
 Cubeta abierta (CA)	HEM-33700	HEI-35700	HEI-45700
Cubeta cerrada (CC)		HEI-35710	
Pilar de cicatrización			
 Alt. 2 mm	HEM-33402	HEI-35402	
Alt. 3 mm	HEM-33403	HEI-35403	HEI-45403
Alt. 4 mm	HEM-33404	HEI-35404	HEI-45404
Alt. 5 mm	HEM-33405	HEI-35405	HEI-45405
Alt. 6 mm	HEM-33406		
Tornillo			
 M1.6 hex. 1.27	HEM-33200		
M1.6 hex. 1.27 DLC	HEM-33280		
M1.8 hex. 1.27		HEM-42200	HEM-42200
M1.6 tetralobular ACS	IBO 1701 225		
M1.8 tetralobular ACS		IBO 1501 225	IBO 1501 225
Calcinable			
 Antirrotatorio	HEM-33001	HEM-42001	HEI-45001
Rotatorio	HEM-33010	HEM-42010	HEI-45010
Calcinable base Cr-Co			
 Antirrotatorio	HEM-33110	HEI-35110	HEI-45110
Rotatorio	HEM-33100	HEI-35100	HEI-45100
Chimenea angulada base Cr-Co			
 17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012	IBO 1102 012	IBO 1102 012



Pilar TA

	NP Ø3.3	SP Ø3.75 Ø4.25	WP Ø4.5
Antirrotatorio alt. 0.5 mm	HEM-33600	HEM-42600	HEI-45600
Antirrotatorio alt. 1.5 mm		HEM-42601	HEI-45601
Antirrotatorio alt. 3 mm		HEM-42602	HEI-45602
Rotatorio alt. 0.5 mm	HEM-33610	HEI-35610	HEI-45610
Rotatorio alt. 1.5 mm		HEI-35611	HEI-45611
Rotatorio alt. 3 mm		HEI-35612	HEI-45612



Pilar recto / angulado

Recto antirrotatorio		HEI-35505	
Ang. 15°		HEI-35650	
Ang. 25°		HEI-35651	



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 1701 702	IBO 1501 702	IBO 1502 702
-------------------	--------------	--------------	--------------



Interfase 1G

Antirrotatoria		HEI-35751	HEI-45751
Rotatoria		HEI-35750	HEI-45750



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1701 620	IBO 1501 620	IBO 1502 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1501 622	IBO 1502 622
Antirrotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1501 624	
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1701 621	IBO 1501 621	IBO 1502 621
Rotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1501 623	IBO 1502 623
Rotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1501 625	



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HEM-33741	HEI-35741	HEI-45741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HEM-33743	HEI-35743	HEI-45743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HEM-33745	HEI-35745	
Rotatoria alt. 0.5 mm	HEM-33740	HEI-35740	HEI-45740
Rotatoria alt. 1.5 mm	HEM-33742	HEI-35742	HEI-45742
Rotatoria alt. 2.5 mm	HEM-33744	HEI-35744	



Pilar Multiunit®

Alt. 1 mm	HEM-33801	HEI-35801	HEI-45801
Alt. 2 mm	HEM-33802	HEI-35802	HEI-45802
Alt. 3 mm	HEM-33803	HEI-35803	HEI-45803
Alt. 4 mm	HEM-33804	HEI-35804	HEI-45804
Alt. 5 mm		HEI-35805	HEI-45805


Pilar Multiunit® angulado

	NP Ø3.3	SP Ø3.75 Ø4.25	WP Ø4.5
17° alt. 2 mm	HEM-33852	HEI-35852	HEI-45852
17° alt. 3 mm	HEM-33853	HEI-35853	HEI-45853
17° alt. 4 mm		HEI-35854	HEI-45854
30° alt. 3 mm	HEM-33863	HEI-35863	
30° alt. 4 mm	HEM-33864	HEI-35864	HEI-45864
30° alt. 5 mm		HEI-35865	HEI-45865
30° alt. 6 mm		HEI-35866	HEI-45866


Pilar Horus®

Alt. 1 mm	HEI-35821
Alt. 2 mm	HEI-35822
Alt. 3 mm	HEI-35823
Alt. 4 mm	HEI-35824


Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	HEM-33901	HEI-35901	HEI-45901
Alt. 2 mm	HEM-33902	HEI-35902	HEI-45902
Alt. 3 mm	HEM-33903	HEI-35903	HEI-45903
Alt. 4 mm	HEM-33904	HEI-35904	HEI-45904
Alt. 5 mm	HEM-33905	HEI-35905	HEI-45905
Alt. 6 mm	HEM-33906	HEI-35906	HEI-45906
 Angulado alt. 1.5 mm		HEI-35951	
Angulado alt. 3 mm		HEI-35953	

MIS[®]

C1/V3[®]

SP



SP Ø3.75 / 4.2



Análogo

IBO 4002 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 4002 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 4002 402

Alt. 3 mm

IBO 4002 403

Alt. 4 mm

IBO 4002 404

Alt. 5 mm

IBO 4002 405



Tornillo

M1.8 hex. 1.27

IBO 4002 200

M1.8 tetralobular ACS

IBO 1501 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 4002 110

Rotatorio

IBO 4002 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 4002 550

Rotatorio

IBO 4002 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 4002 702

SP Ø3.75 / 4.2**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 4002 620
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 4002 621

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.7 mm	IBO 4002 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4002 603
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 4002 605
Rotatoria alt. 0.7 mm	IBO 4002 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4002 602
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 4002 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	IBO 4002 801
Alt. 2 mm	IBO 4002 802
Alt. 3 mm	IBO 4002 803
Alt. 4 mm	IBO 4002 804

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 4002 901
Alt. 2 mm	IBO 4002 902
Alt. 3 mm	IBO 4002 903
Alt. 4 mm	IBO 4002 904



SWEDEN & MARTINA[®]

HES

CAD/CAM 2700
PREMIUM KHONO[®]

CAD/CAM 5000
OUTLINK[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna
de las marcas aquí referenciadas, que son
propiedad de sus respectivos titulares


SWEDEN & MARTINA[®] PREMIUM KHONO[®]

Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.25 / Ø5.0



	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0
	Análogo			
	HES-33300	HES-38300	HES-43300	HES-50300
	Tornillo análogo digital			
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping			
Cubeta abierta (CA)	HES-33700	HES-38700	HES-43700	
	Pilar de cicatrización			
Alt. 3 mm	HES-33403	HES-38403	HES-43403	
Alt. 5 mm	HES-33405	HES-38405	HES-43405	
Alt. 6 mm		HES-38406	HES-43406	
	Tornillo			
M1.8 hex 1.27	HES-38200	HES-38200		
M1.8 hex 1.27 DLC	HES-38280	HES-38280		
M2 hex 1.27			HES-43200	HES-43200
M2 hex 1.27 DLC			HES-43280	HES-43280
M1.8 tetralobular ACS	IBO 2702 225	IBO 2702 225		
M2 tetralobular ACS			IBO 2703 225	IBO 2703 225
	Calcinable			
Antirrotatorio	HES-33001	HES-38001	HES-43001	HES-50001
Rotatorio	HES-33010	HES-38010	HES-43010	HES-50010
	Calcinable base Cr-Co			
Antirrotatorio	HES-33110	HES-38110	HES-43110	
Rotatorio	HES-33100	HES-38100	HES-43100	
	Chimenea angulada base Cr-Co			
17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011	IBO 1102 013	
30°	IBO 1102 012	IBO 1102 012	IBO 1102 014	
	Pilar TA			
Antirrotatorio	HES-33600	HES-38600	HES-43600	
Rotatorio	HES-33610	HES-38610	HES-43610	

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0
	Pilar recto			
	Antirrotatorio	HES-38500	HES-43500	HES-50500
	Scanbody			
	Intraoral titanio	IBO 2701 702	IBO 2702 702	IBO 2703 702 IBO 2704 702
	Interfase AC 2G			
	Antirrotatoria	IBO 2701 620	IBO 2702 620	IBO 2703 620
	Rotatoria	IBO 2701 621	IBO 2702 621	IBO 2703 621
	Interfase 3G			
	Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HES-33741	HES-38741	HES-43741
	Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HES-33743	HES-38743	HES-43743
	Rotatoria alt. 0.5 mm	HES-33740	HES-38740	HES-43740
	Rotatoria alt. 1.5 mm	HES-33742	HES-38742	HES-43742
	Pilar Multiunit®			
	Alt. 1 mm	HES-33801	HES-38801	HES-43801
	Alt. 2 mm	HES-33802	HES-38802	HES-43802
	Alt. 3 mm	HES-33803	HES-38803	HES-43803
	Alt. 4 mm	HES-33804	HES-38804	HES-43804
	Pilar Multiunit® angulado			
	17° alt. 2.5 mm	HES-33852	HES-38852	HES-43852
	17° alt. 3.5 mm	HES-33853	HES-38853	HES-43853
	30° alt. 3.5 mm	HES-33863	HES-38863	HES-43863
	30° alt. 4.5 mm	HES-33864	HES-38864	HES-43864
	Pilar Lock-Attach			
	Alt. 1 mm	HES-33901	HES-38901	HES-43901
	Alt. 2 mm	HES-33902	HES-38902	HES-43902
	Alt. 3 mm	HES-33903	HES-38903	HES-43903
	Alt. 4 mm	HES-33904	HES-38904	HES-43904
	Alt. 5 mm		HES-38905	HES-43905
	Alt. 6 mm			HES-43906



SWEDEN & MARTINA® OUTLINK®

NP Ø3.3 / RP Ø4.1



	NP Ø3.3	RP Ø4.1
	Análogo	
	IBO 5001 300	HE-41300
	Tornillo análogo digital	
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping	
Cubeta abierta (CA)	IBO 5001 350	HE-41700
Tornillo coping CA		HE-41710
Cubeta cerrada (CC)		HE-41701
Tornillo coping CC		HE-41711
	Pilar de cicatrización	
Alt. 2 mm		HE-41402
Alt. 3 mm	IBO 5001 403	HE-41403
Alt. 4 mm	IBO 5001 404	HE-41404
Alt. 5 mm		HE-41405
	Tornillo	
M1.8 hex. 1.27	IBO 5001 200	
M2 hex. 1.20		HE-41200
M2 hex. 1.20 DLC		HE-41280
M2 hex. 1.2 as. plano		HE-41201
M2 cuadrado 1.30		HE-41202
M2 hex. 1.25		HE-41203
M2 Plano hex. 1.20		HE-41204
M2 autoblocante hex. 1.25		HE-41205
M2 Tornillo oro hex. 1.20		HE-41206
M2 Unigrip		HE-41207
M2 hex. 1.20 (rosca total)		HE-41208
M2 cierre		HE-41210
M1.8 tetralobular ACS		
M2 tetralobular ACS		IBO 1102 225

NP Ø3.3

RP Ø4.1



Calcinable

Antirrotatorio	IBO 5001 001	HE-41001
Rotatorio	IBO 5001 010	HE-41010



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio	IBO 5001 110	HE-41110
Rotatorio	IBO 5001 100	HE-41100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio alt. 0.5 mm		HE-41600
Rotatorio alt. 0.5 mm		HE-41610
Antirrotatorio alt. 1.5 mm	IBO 5001 550	HE-41601
Antirrotatorio alt. 3 mm		HE-41602
Rotatorio alt. 1.5 mm		HE-41611
Rotatorio alt. 3 mm		HE-41612



Pilar recto / angulado

Antirrotatorio	HE-41500
Rotatorio	HE-41550
Ang. 15°	HE-41650
Ang. 25°	HE-41651



Ball-Attach

Ø1.8 alt. 2 mm	HE-41552
Ø1.8 alt. 3 mm	HE-41553
Ø2.5 basculante alt. 2 mm	109BRK2R
Ø2.5 basculante alt. 3 mm	109BRK3R
Ø2.5 basculante alt. 4 mm	109BRK4R
Kit retenciones para Ø1.8	192ACM
Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRM
Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRMSN
Kit retenciones para Ø 2.5	192ACN
Kit ret. normal (1300 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRN
Kit ret. suave (900 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRNSN
Anillos direccionales	100AD



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 5001 702	IBO 1102 702
-------------------	--------------	--------------

NP Ø3.3

RP Ø4.1



Interfase 1G

Antirrotatoria	HE-41751
Rotatoria	HE-41750



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1102 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1102 622
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1102 624
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1102 621
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1102 623
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1102 625



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm		HE-41741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 5001 603	HE-41743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm		HE-41745
Rotatoria alt. 0.5 mm		HE-41740
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 5001 602	HE-41742
Rotatoria alt. 2.5 mm		HE-41744



Pilar Multiunit®

Alt. 1 mm	HE-48801
Alt. 2 mm	HE-48802
Alt. 3 mm	HE-48803
Alt. 4 mm	HE-48804
Alt. 5 mm	HE-48805
Alt. 7 mm	HE-48807



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2 mm	HE-48852
17° alt. 3 mm	HE-48853
17° alt. 4 mm	HE-48854
30° alt. 3 mm	HE-48863
30° alt. 4 mm	HE-48864
30° alt. 5 mm	HE-48865



Pilar Horus®

Alt. 1 mm	HE-48821
Alt. 2 mm	HE-48822
Alt. 3 mm	HE-48823



Pilar Lock-Attach

	<i>NP Ø3.3</i>	<i>RP Ø4.1</i>
Alt. 0.73 mm		HE-41901
Alt. 2 mm	IBO 5001 902	HE-41902
Alt. 3 mm	IBO 5001 903	HE-41903
Alt. 4 mm	IBO 5001 904	HE-41904
Alt. 5 mm	IBO 5001 905	HE-41905
Alt. 6 mm		HE-41906
 Angulado alt. 1.5 mm		HE-41951
Angulado alt. 3 mm		HE-41953

KLOCKNER®

HEV | CAD/CAM 2300
SK2-NK2®

HEV | CAD/CAM 2400
ESSENTIAL®

| CAD/CAM 4100
VEGA®

| CAD/CAM 1100
KL®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

KLOCKNER®

SK2-NK2®

Ø4.2



SK2-NK2® Ø4.2



Análogo

HEV-42300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

HEV-42700

Cubeta cerrada (CC)

HEV-42710



Pilar de cicatrización

Alt. 4.5 mm

HEV-42404

Alt. 5.5 mm

HEV-42405



Tornillo

M1.8 hex. 1.70

HEV-42200

M1.8 cruciforme

HEV-42201

M2 tetralobular ACS

IBO 2301 225



Calcinable

Antirrotatorio

HEV-42001

Rotatorio

HEV-42010



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

HEV-42110

Rotatorio

HEV-42100



Pilar recto

Antirrotatorio

HEV-42500

Rotatorio

HEV-42550



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 2301 702

SK2-NK2® Ø4.2**Interfase 1G**


Antirrotatoria	HEV-42751
Rotatoria	HEV-42750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria	IBO 2301 620
Rotatoria	IBO 2301 621

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 2.5 mm	HEV-42902
Alt. 3.5 mm	HEV-42903
Alt. 4.5 mm	HEV-42904
Alt. 5.5 mm	HEV-42905



KLOCKNER[®]

ESSENTIAL[®]

Ø4.5



RP Ø4.5



Análogo

HEV-45300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Tornillo

M1.8 Estrella

HEV-45200

M1.8 tetralobular ACS

IBO 2401 225



Calcinable

Antirrotatorio

HEV-45001

Rotatorio

HEV-45010



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

HEV-45110

Rotatorio

HEV-45100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 013

30°

IBO 1102 014



Pilar TA

Antirrotatorio

HEV-45600

Rotatorio

HEV-45610



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 2401 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 2401 620

Rotatoria

IBO 2401 621

RP Ø4.5**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	HEV-45801
Alt. 2 mm	HEV-45802
Alt. 3 mm	HEV-45803

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	HEV-45901
Alt. 2 mm	HEV-45902
Alt. 3 mm	HEV-45903
Alt. 4 mm	HEV-45904

KLOCKNER®

VEGA®

Ø3.5 / Ø4.0 / Ø4.5



		Ø3.5	Ø4.0 - 4.5
	Análogo		
		IBO 4101 300	IBO 4102 300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	IBO 4101 350	IBO 4102 350
	Tornillo		
	M1.6 estrella	IBO 4101 200	
	M especial estrella		IBO 4102 200
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 4101 225	
	M especial tetralobular ACS		IBO 4102 225
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	IBO 4101 110	IBO 4102 110
	Rotatorio	IBO 4101 100	IBO 4102 100
	Chimenea angulada base Cr-Co		
	17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011
	30°	IBO 1102 012	
	Pilar TA		
	Antirrotatorio	IBO 4101 550	IBO 4102 550
	Rotatorio	IBO 4101 555	IBO 4102 555
	Scanbody		
	Intraoral titanio	IBO 4101 702	IBO 4102 702
	Interfase AC 2G		
	Antirrotatoria	IBO 4101 620	IBO 4102 620
	Rotatoria	IBO 4101 621	IBO 4102 621

Ø3.5

Ø4.0 - 4.5

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.7 mm	IBO 4101 601	IBO 4102 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4101 603	IBO 4102 603
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 4101 605	IBO 4102 605
Rotatoria alt. 0.7 mm	IBO 4101 600	IBO 4102 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4101 602	IBO 4102 602
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 4101 604	IBO 4102 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 4101 801	IBO 4102 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4101 802	IBO 4102 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4101 803	IBO 4102 803
Alt. 4.5 mm	IBO 4101 804	IBO 4102 804

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4101 852	IBO 4102 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4101 863	IBO 4102 863

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 4101 901	IBO 4102 901
Alt. 2 mm	IBO 4101 902	IBO 4102 902
Alt. 3 mm	IBO 4101 903	IBO 4102 903
Alt. 4 mm	IBO 4101 904	IBO 4102 904
Alt. 5 mm	IBO 4101 905	IBO 4102 905

KLOCKNER®

KL®

Ø3.5 / Ø4.1 / Ø5.1



		NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
	Análogo			
		HE-35300	HE-41300	HE-51301
	Tornillo análogo digital			
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping			
	Cubeta abierta (CA)	HE-35700	HE-41700	HE-51702
	Cubeta cerrada (CC)		HE-41710	
	Tornillo coping CA		HE-41701	
	Tornillo coping CC		HE-41711	
	Pilar de cicatrización			
	Alt. 2 mm		HE-41402	
	Alt. 3 mm	HE-35403	HE-41403	HE-51413
	Alt. 4 mm		HE-41404	
	Alt. 5 mm	HE-35405	HE-41405	HE-51415
	Tornillo			
	M1.6 Unigrip	HE-35200		
	M1.6 Unigrip DLC	HE-35280		
	M2 hex. 1.20		HE-41200	
	M2 hex. 1.20 DLC		HE-41280	
	M2 hex. 1.2 as. plano		HE-41201	
	M2 cuadrada 1.30		HE-41202	
	M2 hex. 1.25		HE-41203	
	M2 hex. 1.20 plana		HE-41204	
	M2 autoblocante hex. 1.25		HE-41205	
	M2 tornillo oro hex. 1.20		HE-41206	
	M2 Unigrip		HE-41207	
	M2 hex. 1.20 (rosca total)		HE-41208	
	M2 cierre		HE-41210	
	M2.5 Unigrip			HE-51200
	M2.5 Unigrip DLC			HE-51280

NP Ø3.5

RP Ø4.1

WP Ø5.1

**Tornillo**

M1.6 tetralobular ACS

IBO 1101 225

M2 tetralobular ACS

IBO 1102 225

M2.5 tetralobular ACS

IBO 1103 225

**Calcinable**

Antirrotatorio

HE-35001

HE-41001

HE-51002

Rotatorio

HE-35010

HE-41010

HE-51011

**Calcinable base Cr-Co**

Antirrotatorio

HE-35110

HE-41110

HE-51110

Rotatorio

HE-35100

HE-41100

HE-51100

Chimenea angulada base Cr-Co

17°

IBO 1102 011

IBO 1101 013

30°

IBO 1102 012

**Pilar TA**

Antirrotatorio alt. 0.5 mm

HE-35600

HE-41600

HE-51601

Antirrotatorio alt. 1.5 mm

HE-41601

Antirrotatorio alt. 3 mm

HE-41602

Rotatorio alt. 0.5 mm

HE-35610

HE-41610

HE-51611

Rotatorio alt. 1.5 mm

HE-41611

Rotatorio alt. 3 mm

HE-41612

**Pilar recto / angulado**

Antirrotatorio

HE-35500

HE-41500

Rotatorio

HE-35550

HE-41550

Ang. 15°

HE-41650

Ang. 25°

HE-41651

**Scanbody**

Intraoral titanio

IBO 1101 702

IBO 1102 702

IBO 1103 702

**Interfase 1G**

Antirrotatoria

HE-41751

Rotatoria

HE-41750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm

IBO 1101 620

IBO 1102 620

IBO 1103 620

Antirrotatoria alt. 1.5 mm

IBO 1102 622

Antirrotatoria alt. 2.5 mm

IBO 1102 624

Rotatoria alt. 0.5 mm

IBO 1101 621

IBO 1102 621

IBO 1103 621

Rotatoria alt. 1.5 mm

IBO 1102 623

Rotatoria alt. 2.5 mm

IBO 1102 625

**Interfase 3G**

	NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.1
Antirrotatoria alt. .0.5 mm	HE-35741	HE-41741	
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HE-35743	HE-41743	
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HE-35745	HE-41745	
Rotatoria alt. 0.5 mm	HE-35740	HE-41740	
Rotatoria alt. 1.5 mm	HE-35742	HE-41742	
Rotatoria alt. 2.5 mm	HE-35744	HE-41744	

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	HE-35801	HE-48801	HE-51801
Alt. 2 mm	HE-35802	HE-48802	HE-51802
Alt. 3 mm	HE-35803	HE-48803	HE-51803
Alt. 4 mm		HE-48804	
Alt. 5 mm		HE-48805	
Alt. 7 mm		HE-48807	

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm	HE-35852	HE-48852	
17° alt. 3 mm	HE-35853	HE-48853	
17° alt. 4 mm		HE-48854	
30° alt. 3 mm	HE-35863	HE-48863	
30° alt. 4 mm	HE-35864	HE-48864	
30° alt. 5 mm		HE-48865	

**Pilar Horus®**


Alt. 1 mm		HE-48821	
Alt. 2 mm		HE-48822	
Alt. 3 mm		HE-48823	

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0.73 mm	HE-35901	HE-41901	HE-51901
Alt. 2 mm	HE-35902	HE-41902	HE-51902
Alt. 3 mm	HE-35903	HE-41903	HE-51903
Alt. 4 mm	HE-35904	HE-41904	HE-51904
Alt. 5 mm	HE-35905	HE-41905	HE-51905
Alt. 6 mm		HE-41906	



Angulado alt. 1.5 mm		HE-41951	
Angulado alt. 3 mm		HE-41953	





o BIOHORIZONS®

CAD/CAM 1600
TAPERED INTERNAL®

CAD/CAM 4900
TAPERED PRO CONICAL®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

BIOHORIZONS[®]

TAPERED INTERNAL[®]

Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5



	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5
	Análogo		
	IBO 1601 300	HEI-35300	HEI-45300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	IBO 1601 350	HEI-35700
	Cubeta cerrada (CC)	HEI-35710	HEI-45700
	Transfer Tornillo		
	Tornillo coping CA	HEI-35701	
	Tornillo coping CC	HEI-35711	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm		HEI-35402
	Alt. 3 mm	IBO 1601 403	HEI-35403
	Alt. 4 mm		HEI-45404
	Alt. 5 mm	IBO 1601 405	HEI-35405
	Tornillo		
	M1.8 hex. 1.27	IBO 1601 200	HEI-35201
	M1.8 hex. 1.27 DLC		HEI-35280
	M1.8 tetralobular ACS	IBO 1501 225	IBO 1501 225
	Calcinable		
	Antirrotatorio Ø3.5 plat 3.7	HEI-35001	HEI-45001
	Rotatorio Ø3.5 plat 3.7	HEI-35010	HEI-45010
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	IBO 1601 110	HEI-35110
	Rotatorio	IBO 1601 100	HEI-35100
	Chimenea angulada base Cr-Co		
	17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011
	30°	IBO 1102 012	IBO 1102 012



Pilar TA

	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5
Antirrotatorio alt. 0.5 mm	IBO 1601 550	HEI-35600	HEI-45600
Antirrotatorio alt. 1.5 mm		HEI-35601	HEI-45601
Antirrotatorio alt. 3 mm		HEI-35602	HEI-45602
Rotatorio alt. 0.5 mm	IBO 1601 555	HEI-35610	HEI-45610
Rotatorio alt. 1.5 mm		HEI-35611	HEI-45611
Rotatorio alt. 3 mm		HEI-35612	HEI-45612



Scanbody

Intraoral titanio	IBO 1601 702	IBO 1501 702	IBO 1502 702
-------------------	--------------	--------------	--------------



Interfase 1G

Antirrotatoria		HEI-35751	HEI-45751
Rotatoria		HEI-35750	HEI-45750



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm		IBO 1501 620	IBO 1502 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1501 622	IBO 1502 622
Antirrotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1501 624	
Rotatoria alt. 0.5 mm		IBO 1501 621	IBO 1502 621
Rotatoria alt. 1.5 mm		IBO 1501 623	IBO 1502 623
Rotatoria alt. 2.5 mm		IBO 1501 625	



Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1601 601	HEI-35741	HEI-45741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1601 603	HEI-35743	HEI-45743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1601 605	HEI-35745	
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1601 600	HEI-35740	HEI-45740
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1601 602	HEI-35742	HEI-45742
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1601 604	HEI-35744	



Pilar Multiunit®

Alt. 1 mm	IBO 1601 801	HEI-35801	HEI-45801
Alt. 2 mm	IBO 1601 802	HEI-35802	HEI-45802
Alt. 3 mm	IBO 1601 803	HEI-35803	HEI-45803
Alt. 4 mm		HEI-35804	HEI-45804
Alt. 5 mm		HEI-35805	HEI-45805

**Pilar Multiunit® angulado**

	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5
17° alt. 2 mm		HEI-35852	HEI-45852
17° alt. 2.5 mm	IBO 1601 852		
17° alt. 3 mm		HEI-35853	HEI-45853
17° alt. 4 mm		HEI-35854	HEI-45854
30° alt. 3 mm		HEI-35863	
30° alt. 3.5 mm	IBO 1601 863		
30° alt. 4 mm		HEI-35864	HEI-45864
30° alt. 5 mm		HEI-35865	HEI-45865
30° alt. 6 mm		HEI-35866	HEI-45866

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm	HEI-35821
Alt. 2 mm	HEI-35822
Alt. 3 mm	HEI-35823
Alt. 4 mm	HEI-35824


**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 1601 901	HEI-35901	HEI-45901
Alt. 2 mm	IBO 1601 902	HEI-35902	HEI-45902
Alt. 3 mm	IBO 1601 903	HEI-35903	HEI-45903
Alt. 4 mm	IBO 1601 904	HEI-35904	HEI-45904
Alt. 5 mm	IBO 1601 905	HEI-35905	HEI-45905
Alt. 6 mm		HEI-35906	HEI-45906
 Angulado alt. 1.5 mm		HEI-35951	
Angulado alt. 3 mm		HEI-35953	

BIOHORIZONS[®]

TAPERED PRO CONICAL[®]

NP Ø3.3 / RP Ø3.8



	NP Ø3.3	RP Ø3.8
	Análogo	
	IBO 4901 300	IBO 4902 300
	Tornillo análogo digital	
M1.6 hex. 1.20	HE-41215	HE-41215
	Coping	
Cubeta abierta (CA)	IBO 4901 350	IBO 4902 350
	Pilar de cicatrización	
Alt. 2 mm	IBO 4901 402	IBO 4902 402
Alt. 4 mm	IBO 4901 404	IBO 4902 404
Alt. 6 mm	IBO 4901 406	IBO 4902 406
	Tornillo	
M1.6 hex 1.25	IBO 4902 200	IBO 4902 200
M1.6 tetralobular ACS	IBO 4902 225	IBO 4902 225
	Calcinable base Cr-Co	
Antirrotatorio	IBO 4901 110	IBO 4902 110
Rotatorio	IBO 4901 100	IBO 4902 100
	Pilar TA	
Antirrotatorio	IBO 4901 550	IBO 4902 550
Rotatorio	IBO 4901 555	IBO 4902 555
	Scanbody	
Intraoral titanio	IBO 4901 702	IBO 4902 702
	Interfase AC 2G	
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 620	IBO 4902 620
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 621	IBO 4902 621

**Interfase 3G**

	NP Ø3.3	RP Ø3.8
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 601	IBO 4902 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4901 603	IBO 4902 603
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 600	IBO 4902 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4901 602	IBO 4902 602

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 4901 801	IBO 4902 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4901 802	IBO 4902 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4901 803	IBO 4902 803

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4901 852	IBO 4902 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4901 863	IBO 4902 863

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 4901 901	IBO 4902 901
Alt. 2 mm	IBO 4901 902	IBO 4902 902
Alt. 3 mm	IBO 4901 903	IBO 4902 903
Alt. 4 mm	IBO 4901 904	IBO 4902 904
Alt. 5 mm	IBO 4901 905	IBO 4902 905



DENTSPLY®

CAD/CAM 3100
FRIADENT XIVE®
CAD/CAM 3500
ANKYLOS C/X®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

DENTSPLY®

FRIADENT XIVE®

Ø3.4 / Ø3.8 / Ø4.5



	Ø3.4	Ø3.8	Ø4.5
	Análogo		
	IBO 3101 300	IBO 3102 300	IBO 3103 300
	Tornillo análogo digital		
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping		
Cubeta abierta (CA)	IBO 3101 350	IBO 3102 350	IBO 3103 350
	Pilar de cicatrización		
Alt. 3 mm	IBO 3101 403	IBO 3102 403	IBO 3103 403
Alt. 5 mm	IBO 3101 405	IBO 3102 405	IBO 3103 405
	Tornillo		
M1.6 hex. 1.20	IBO 3102 200	IBO 3102 200	IBO 3102 200
M1.6 hex. 1.20 DLC	IBO 3102 280	IBO 3102 280	IBO 3102 280
M1.6 tetralobular ACS	IBO 3102 225	IBO 3102 225	IBO 3102 225
	Calcinable		
Antirrotatorio	IBO 3101 001	IBO 3102 001	IBO 3103 001
Rotatorio	IBO 3101 010	IBO 3102 010	IBO 3103 010
	Calcinable base Cr-Co		
Antirrotatorio	IBO 3101 110	IBO 3102 110	IBO 3103 110
Rotatorio	IBO 3101 100	IBO 3102 100	IBO 3103 100
	Scanbody		
Intraoral titanio	IBO 3101 702	IBO 3102 702	IBO 3103 702
	Interfase AC 2G		
Antirrotatoria	IBO 3101 620	IBO 3102 620	IBO 3103 620
Rotatoria	IBO 3101 621	IBO 3102 621	IBO 3103 621

**Interfase 3G**

	Ø3.4	Ø3.8	Ø4.5
Antirrotatoria alt. 0.5 mm		IBO 3102 601	
Antirrotatoria alt. 1.5 mm		IBO 3102 603	
Rotatoria alt. 0.5 mm		IBO 3102 600	
Rotatoria alt. 1.5 mm		IBO 3102 602	


**Pilar Multiunit®**

	Ø3.4	Ø3.8	Ø4.5
Alt. 1 mm	IBO 3101 801	IBO 3102 801	IBO 3103 801
Alt. 2 mm	IBO 3101 802	IBO 3102 802	IBO 3103 802
Alt. 3 mm	IBO 3101 803	IBO 3102 803	IBO 3103 803
Alt. 4 mm	IBO 3101 804	IBO 3102 804	IBO 3103 804

**Pilar Lock-Attach**

	Ø3.4	Ø3.8	Ø4.5
Alt. 1 mm	IBO 3101 901	IBO 3102 901	IBO 3103 901
Alt. 2 mm	IBO 3101 902	IBO 3102 902	IBO 3103 902
Alt. 3 mm	IBO 3101 903	IBO 3102 903	IBO 3103 903
Alt. 4 mm	IBO 3101 904	IBO 3102 904	IBO 3103 904





DENTSPLY[®]

ANKYLOS[®]

C/X



Ø3.5 / 4.5 / 5.5 / 7.0



Análogo

IBO 3502 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3502 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3402 402

Alt. 3.5 mm

IBO 3402 403

Alt. 5 mm

IBO 3402 404



Tornillo

M1.8 para rotativo

IBO 3502 200



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3502 110

Rotatorio

IBO 3502 100



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 3502 550

Rotatorio

IBO 3502 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 3502 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 1 mm

IBO 3502 620

Rotatoria alt. 1 mm

IBO 3502 621

Ø3.5 / 4.5 / 5.5 / 7.0

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 3402 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3402 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3402 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3402 804

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 2 mm	IBO 3402 902
Alt. 3 mm	IBO 3402 903
Alt. 4 mm	IBO 3402 904
Alt. 5 mm	IBO 3402 905



A detailed 3D cutaway rendering of a dental implant assembly. The image shows the internal components, including a hexagonal abutment, a ball joint, and a threaded implant body. The assembly is shown in a vertical orientation, with the implant body at the bottom and the abutment at the top. The rendering is in a light blue/gray color scheme, highlighting the mechanical details and the precision of the manufacturing process.

IBTI[®]
HEB

CAD/CAM 2600
HEX.EXTERNO[®]

CAD/CAM 2500
INTERNAL[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

BTI[®]

HEX. EXTERNO[®]

Ø3.5 / Ø4.1



	NP Ø3.5	RP Ø4.1
	Análogo	
	HEB-35300	HE-41300
	Tornillo análogo digital	
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215
	Coping	
	Cubeta abierta (CA)	HE-41700
	Cubeta cerrada (CC)	HE-41710
	Pilar de cicatrización	
	Alt. 2 mm	HE-41402
	Alt. 3 mm	HE-41403
	Alt. 4 mm	HE-41404
	Alt. 5 mm	HE-41405
	Tornillo	
	M2 hex. 1.20	HEB-35200
	M2 hex. 1.20 DLC	HE-41280
	M2 tetralobular ACS	IBO 1102 225
	Calcinable	
	Antirrotatorio	HEB-35001
	Rotatorio	HEB-35010
	Calcinable base Cr-Co	
	Antirrotatorio	HE-41110
	Rotatorio	HE-41100
	Chimenea angulada base Cr-Co	
	17°	IBO 1102 011
	30°	IBO 1102 012

**Pilar TA**

Antirrotatorio alt. 0.5 mm
 Antirrotatorio alt. 1.5 mm
 Antirrotatorio alt. 3 mm
 Rotatorio alt. 0.5 mm
 Rotatorio alt. 1.5 mm
 Rotatorio alt. 3 mm

NP Ø3.5**RP Ø4.1**

HE-41600
 HE-41601
 HE-41602
 HE-41610
 HE-41611
 HE-41612

**Scanbody**

Intraoral titanio

IBO 2601 702

IBO 1102 702

**Interfase 1G**

Antirrotatoria
 Rotatoria

HE-41751
 HE-41750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm
 Antirrotatoria alt. 1.5 mm
 Antirrotatoria alt. 2.5 mm
 Rotatoria alt. 0.5 mm
 Rotatoria alt. 1.5 mm
 Rotatoria alt. 2.5 mm

IBO 2601 620

IBO 2601 621

IBO 1102 620
 IBO 1102 622
 IBO 1102 624
 IBO 1102 621
 IBO 1102 623
 IBO 1102 625

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm
 Antirrotatoria alt. 1.5 mm
 Antirrotatoria alt. 2.5 mm
 Rotatoria alt. 0.5 mm
 Rotatoria alt. 1.5 mm
 Rotatoria alt. 2.5 mm

HE-41741
 HE-41743
 HE-41745
 HE-41740
 HE-41742
 HE-41744

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm
 Alt. 2 mm
 Alt. 3 mm
 Alt. 4 mm
 Alt. 5 mm

HE-48801
 HE-48802
 HE-48803
 HE-48804
 HE-48805

NP Ø3.5

RP Ø4.1

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm	HE-48852
17° alt. 3 mm	HE-48853
17° alt. 4 mm	HE-48854
30° alt. 3 mm	HE-48863
30° alt. 4 mm	HE-48864
30° alt. 5 mm	HE-48865

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm	HE-48821
Alt. 2 mm	HE-48822
Alt. 3 mm	HE-48823

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0.73 mm	HE-41901
Alt. 2 mm	HE-41902
Alt. 3 mm	HE-41903
Alt. 4 mm	HE-41904
Alt. 5 mm	HE-41905
Alt. 6 mm	HE-41906



Angulado alt. 1.5 mm

HE-41951

Angulado alt. 3 mm

HE-41953

BTI[®] INTERNA[®]

NP Ø3.5 / Ø4.1 UNIVERSAL / Ø5.5 WIDE



	NP Ø3.5	RP Ø4.1	WP Ø5.5
	Análogo		
	Regular	IBO 2503 300	HEB-41300
	Multi IM	HEB-41301	HEB-55300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HEB-41700	HEB-55700
	Cubeta abierta Multi IM (CA)	HEB-41701	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	HEB-41402	
	Alt. 3 mm	HEB-41403	
	Alt. 4 mm	HEB-41404	
	Alt. 5 mm	HEB-41405	
	Alt. 6 mm	HEB-41406	
	Alt. 8 mm	HEB-41408	
	Multi IM	HEB-41420	
	Tornillo		
	M1.8 hex. 1.20	HEB-41200	HEB-41200
	M1.8 hex. 1.20 Oro	HEB-41206	HEB-41206
	M1.8 Unigrip DLC	HEB-41280	HEB-41280
	Multi IM	HEB-41208	HEB-41208
	M1.8 tetralobular ACS	IBO 2501 225	IBO 2501 225
	Tetralobular ACS Multi IM	IBO 2501 226	
	Calcinable		
	Antirrotatorio	HEB-41001	HEB-55001
	Rotatorio	HEB-41010	HEB-55010
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	HEB-41100	HEB-55100
	Rotatorio	HEB-41110	HEB-55110

NP Ø3.5

RP Ø4.1

WP Ø5.5

Chimenea angulada base Cr-Co17°
30°

IBO 1102 013

IBO 1102 014

Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 2503 550

HEB-41600

HEB-55600

Rotatorio

IBO 2503 555

HEB-41610

HEB-55610

Scanbody

Intraoral titanio

IBO 2503 702

IBO 2501 702

IBO 2502 702

Intraoral Multi IM

IBO 2501 703

Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 2503 620

IBO 2501 620

IBO 2502 620

Rotatoria

IBO 2503 621

IBO 2501 621

IBO 2502 621

Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm

IBO 2503 601

HEB-41741

Antirrotatoria alt. 1.5 mm

HEB-41743

Rotatoria alt. 0.5 mm

IBO 2503 600

HEB-41740

Rotatoria alt. 1.5 mm

HEB-41742

Multi IM

HEB-41758

Pilar Multiunit®

Alt. 0 mm

HEB-41800

Alt. 1 mm

IBO 2503 801

HEB-41801

HEB-55801

Alt. 2 mm

IBO 2503 802

HEB-41802

HEB-55802

Alt. 3 mm

IBO 2503 803

HEB-41803

HEB-55803

Alt. 4 mm

HEB-41804

HEB-55804

Alt. 5 mm

HEB-41805

Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2 mm

HEB-41852

17° alt. 2.5 mm

IBO 2503 852

17° alt. 3 mm

HEB-41853

30° alt. 3 mm

HEB-41863

30° alt. 3.5 mm

IBO 2503 863

30° alt. 4 mm

HEB-41864

Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm

IBO 2503 901

HEB-41901

Alt. 2 mm

IBO 2503 902

HEB-41902

Alt. 3 mm

IBO 2503 903

HEB-41903

Alt. 4 mm

IBO 2503 904


HEB-41904

Alt. 5 mm

HEB-41905

Alt. 6 mm

HEB-41906



MICRODENT[®]

CAD/CAM 3300
SYSTEM[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

MICRODENT[®]

SYSTEM[®]

Ø4.2 / Ø5.1



	Ø4.2	Ø5.1
	Análogo	
	IBO 3302 300	IBO 3303 300
	Tornillo análogo digital	
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping	
Cubeta abierta (CA)	IBO 3302 350	IBO 3303 350
	Pilar de cicatrización	
Alt. 3 mm		IBO 3303 403
Alt. 5 mm	IBO 3302 405	IBO 3303 405
	Tornillo	
M2 hex. 1.75	IBO 3302 201	IBO 3302 201
M2 hex. 1.20	HE-41200	HE-41200
M2 tetralobular ACS	IBO 1102 225	IBO 1102 225
	Calcinable	
Antirrotatorio	IBO 3302 001	IBO 3303 001
Rotatorio	IBO 3302 010	IBO 3303 010
	Calcinable base Cr-Co	
Antirrotatorio	IBO 3302 110	
Rotatorio	IBO 3302 100	
	Chimenea angulada base Cr-Co	
17°	IBO 1102 013	
30°	IBO 1102 014	
	Scanbody	
IO Scanbody	IBO 3302 702	IBO 3303 702

**Interfase AC 2G**

Antirotatoria

Ø4.2

IBO 3302 620

Ø5.1

IBO 3303 620

Rotatoria

IBO 3302 621

IBO 3303 621

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm

IBO 3302 801

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm

IBO 3302 902

IBO 3303 902

Alt. 2 mm

IBO 3302 903

IBO 3303 903

Alt. 3 mm

IBO 3302 904


IBO 3303 904

Alt. 4 mm

IBO 3302 905

IBO 3303 905







PHIBO[®]

HPH | CAD/CAM 2900
TSH[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

PHIBO®

TSH®

S2 / S3-S4 / S5



	S2 Ø3.3	S3-S4 Ø3.75 Ø4.1	S5 Ø5.0
	Análogo		
	HPH-33300	HE-41300	HPH-50300
	Tornillo análogo digital		
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping		
Cubeta abierta (CA)	HPH-33700	HE-41700	
Cubeta cerrada (CC)		HE-41710	
	Pilar de cicatrización		
Alt. 2 mm		HE-41402	
Alt. 3 mm		HE-41403	
Alt. 4 mm		HE-41404	
Alt. 5 mm		HE-41405	
	Tornillo		
M1.8 hex. 1.25	HPH-33200		
M2 hex. 1.20		HE-41200	
M2 hex. 1.20 DLC		HE-41280	
M2 hex. 1.25		HE-41203	HPH-50200
M1.8 tetralobular ACS	IBO 2702 225		
M2 tetralobular ACS		IBO 1102 225	
	Calcinable		
Antirrotatorio	HPH-33001	HE-41001	
Rotatorio	HPH-33010	HE-41010	
	Calcinable base Cr-Co		
Antirrotatorio	HPH-33110	HE-41110	
Rotatorio	HPH-33100	HE-41100	
	Chimenea angulada base Cr-Co		
17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011	
30°		IBO 1102 012	
	Scanbody		
Intraoral titanio	IBO 2901 702	IBO 1102 702	IBO 2903 702
	Interfase 1G		
Antirrotatorio		HE-41751	
Rotatorio		HE-41750	

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm
 Antirrotatoria alt. 1.5 mm
 Antirrotatoria alt. 2.5 mm
 Rotatoria alt. 0.5 mm
 Rotatoria alt. 1.5 mm
 Rotatoria alt. 2.5 mm

S2 Ø3.3 **S3-S4**
Ø3.75 Ø4.1 **S5 Ø5.0**

IBO 1102 620
 IBO 1102 622
 IBO 1102 624
 IBO 1102 621
 IBO 1102 623
 IBO 1102 625

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm
 Antirrotatoria alt. 1.5 mm
 Antirrotatoria alt. 2.5 mm
 Rotatoria alt. 0.5 mm
 Rotatoria alt. 1.5 mm
 Rotatoria alt. 2.5 mm

HPH-33741 HE-41741 HPH-50741
 HE-41743
 HE-41745
 HPH-33740 HE-41740 HPH-50740
 HE-41742
 HE-41744

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm
 Alt. 2 mm
 Alt. 3 mm
 Alt. 4 mm
 Alt. 5 mm
 Alt. 7 mm con tornillo

HPH-33801 HE-48801
 HPH-33802 HE-48802
 HPH-33803 HE-48803
 HE-48804
 HE-48805
 HE-48807

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm
 17° alt. 3 mm
 17° alt. 4 mm
 30° alt. 3 mm
 30° alt. 4 mm
 30° alt. 5 mm

HE-48852
 HE-48853
 HE-48854
 HE-48863
 HE-48864
 HE-48865

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm
 Alt. 2 mm
 Alt. 3 mm

HE-48821
 HE-48822
 HE-48823

**Pilar Lock-Attach**


Alt. 0.73 mm
 Alt. 1 mm
 Alt. 2 mm
 Alt. 3 mm
 Alt. 4 mm
 Alt. 5 mm
 Alt. 6 mm

HE-41901
 HPH-33901 HE-41902
 HPH-33902 HE-41903
 HPH-33903 HE-41904
 HPH-33904 HE-41905
 HE-41906



Angulado alt. 1.5 mm
 Angulado alt. 3 mm

HE-41951
 HE-41953





NEODENT®

CAD/CAM 3400
CM CONO MORSE®

CAD/CAM 3600
GM GRAND MORSE®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

NEODENT®

CM CONO MORSE®

Ø3.5



Ø3.5



Análogo

IBO 3402 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3402 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3402 402

Alt. 3.5 mm

IBO 3402 403

Alt. 5 mm

IBO 3402 404



Tornillo

M1.8 hex. 0.90

IBO 3402 200

M1.8 hex. 0.90 DLC

IBO 3402 280

M1.8 tetralobular ACS

IBO 3402 225



Calcinable

Antirrotatorio

IBO 3402 001

Rotatorio

IBO 3402 010



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3402 110

Rotatorio

IBO 3402 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 013

30°

IBO 1102 014

Ø3.5

**Pilar TA**

Antirrotatorio	IBO 3402 550
Rotatorio	IBO 3402 555

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 3402 702
-------------------	--------------

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria	IBO 3402 620
Rotatoria	IBO 3402 621

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3402 601
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 3402 603
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3402 600
Rotatoria aAlt. 2.5 mm	IBO 3402 602

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 3402 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3402 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3402 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3402 804

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 3402 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3402 853
30° alt. 3.5 mm	IBO 3402 864
30° alt. 4.5 mm	IBO 3402 865

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 2 mm	IBO 3402 902
Alt. 3 mm	IBO 3402 903
Alt. 4 mm	IBO 3402 904
Alt. 5 mm	IBO 3402 905



NEODENT[®]

GM GRAND MORSE[®]

Ø3.5 / Ø3.75 / Ø4.0 / Ø4.3 / Ø5.0 / Ø6.0



Ø3.5 / Ø3.75 / Ø4.0 / Ø4.3 / Ø5.0 / Ø6.0



Análogo

IBO 3601 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3601 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3601 402

Alt. 3.5 mm

IBO 3601 403

Alt. 5 mm

IBO 3601 405



Tornillo

M1.6 Neo

IBO 3601 200

M1.6 tetralobular ACS

IBO 3601 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3601 110

Rotatorio

IBO 3601 100



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 3601 550

Rotatorio

IBO 3601 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 3601 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 3601 620

Rotatoria

IBO 3601 621

Ø3.5 / Ø3.75 / Ø4.0 / Ø4.3 / Ø5.0 / Ø 6.0

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 3601 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 3601 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 3601 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 3601 600
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 3601 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 3601 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 0.8 mm	IBO 3601 800
Alt. 1.5 mm	IBO 3601 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3601 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3601 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3601 804
Alt. 5.5 mm	IBO 3601 805

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 3601 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3601 853
30° alt. 3.5 mm	IBO 3601 863
30° alt. 4.5 mm	IBO 3601 864

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 3601 901
Alt. 2 mm	IBO 3601 902
Alt. 3 mm	IBO 3601 903
Alt. 4 mm	IBO 3601 904
Alt. 5 mm	IBO 3601 905



OSSTEM[®]

CAD/CAM 3000
TS SYSTEM[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna
de las marcas aquí referenciadas, que son
propiedad de sus respectivos titulares

OSSTEM[®]

TS SYSTEM[®]


MINI / REGULAR



OSSTEM[®]

	MINI	REGULAR
	Análogo	
	IBO 3001 300	IBO 3002 300
	Tornillo análogo digital	
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping	
Cubeta abierta (CA)	IBO 3001 350	IBO 3002 350
	Pilar de cicatrización	
Alt. 2 mm	IBO 3001 402	IBO 3002 402
Alt. 4 mm	IBO 3001 404	IBO 3002 404
	Tornillo	
M1.6 hex. 120	IBO 3001 200	
M1.6 tetralobular ACS	IBO 3001 225	
M2 hex. 1.2		IBO 3002 200
M2 tetralobular ACS		IBO 3002 225
	Calcinable	
Antirrotatorio		IBO 3002 001
Rotatorio		IBO 3002 010
	Calcinable base Cr-Co	
Antirrotatorio	IBO 3001 110	IBO 3002 110
Rotatorio	IBO 3001 100	IBO 3002 100
	Chimenea angulada base Cr-Co	
17°		IBO 1102 011
30°		IBO 1102 015
	Pilar TA	
Antirrotatorio alt. 1 mm	IBO 3001 550	IBO 3002 550
Antirrotatorio alt. 2 mm		IBO 3002 551
Rotatorio alt. 1 mm	IBO 3001 555	IBO 3002 555

	MINI	REGULAR
	Scanbody	
	Intraoral titanio	IBO 3001 702 IBO 3002 702
	Interfase AC 2G	
	Antirrotatoria	IBO 3001 620 IBO 3002 620
	Rotatoria	IBO 3001 621 IBO 3002 621
	Interfase 3G	
	Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 3001 601 IBO 3002 601
	Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 3001 603 IBO 3002 603
	Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 3001 605 IBO 3002 605
	Rotatoria alt. 1 mm	IBO 3001 600 IBO 3002 600
	Rotatoria alt. 2 mm	IBO 3001 602 IBO 3002 602
	Rotatoria alt. 3 mm	IBO 3001 604 IBO 3002 604
	Pilar Multiunit®	
	Alt. 1.5 mm	IBO 3001 801 IBO 3002 801
	Alt. 2.5 mm	IBO 3001 802 IBO 3002 802
	Alt. 3.5 mm	IBO 3001 803 IBO 3002 803
	Alt. 4.5 mm	IBO 3002 804
	Alt. 5.5 mm	IBO 3002 805
	Pilar Multiunit® angulado	
	17° alt. 2.5 mm	IBO 3001 852 IBO 3002 852
	17° alt. 3.5 mm	IBO 3001 853 IBO 3002 853
	30° alt. 3.5 mm	IBO 3001 863 IBO 3002 864
	30° alt. 4.5 mm	IBO 3001 864 IBO 3002 865
	Pilar Horus®	
	Alt. 1.5 mm	IBO 3002 821
	Alt. 2.5 mm	IBO 3002 822
	Alt. 3.5 mm	IBO 3002 823
	Alt. 4.5 mm	IBO 3002 824
	Pilar Lock-Attach	
	Alt. 1 mm	IBO 3001 901 IBO 3002 901
	Alt. 2 mm	IBO 3001 902 IBO 3002 902
	Alt. 3 mm	IBO 3001 903 IBO 3002 903
	Alt. 4 mm	IBO 3001 904 IBO 3002 904
	Alt. 5 mm	IBO 3001 905 IBO 3002 905





o BEGO®


CAD/CAM 3900
SC/RS®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

BEGO®

SC/RS®

Ø3.25 / Ø3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 /



BEGO®

	Ø3.25 / 3.75	Ø4.1	Ø4.5
	Análogo		
	IBO 3901 300	IBO 3902 300	IBO 3903 300
	Tornillo análogo digital		
M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215	HE-41215
	Coping		
Cubeta abierta (CA)	IBO 3901 350	IBO 3902 350	IBO 3903 350
	Pilar de cicatrización		
Alt. 3 mm	IBO 3901 403	IBO 3902 403	IBO 3903 403
Alt. 5 mm	IBO 3901 405	IBO 3902 405	IBO 3903 405
	Tornillo		
M1.8 hex. 1.25	IBO 3901 200	IBO 3901 200	IBO 3901 200
M1.8 tetralobular ACS	IBO 3901 225	IBO 3901 225	IBO 3901 225
	Calcinable base Cr-Co		
Antirrotatorio	IBO 3901 110	IBO 3902 110	IBO 3903 110
Rotatorio	IBO 3901 100	IBO 3902 100	IBO 3903 100
	Chimenea angulada base Cr-Co		
17°	IBO 1102 011	IBO 1102 011	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012	IBO 1102 012	IBO 1102 012
	Pilar TA		
Antirrotatorio	IBO 3901 550	IBO 3902 550	IBO 3903 550
Rotatorio	IBO 3901 555	IBO 3902 555	IBO 3903 555
	Scanbody		
Intraoral titanio	IBO 3901 702	IBO 3902 702	IBO 3903 702
	Interfase AC 2G		
Antirrotatoria	IBO 3901 620	IBO 3902 620	IBO 3903 620
Rotatoria	IBO 3901 621	IBO 3902 621	IBO 3903 621

**Interfase 3G**

	Ø3.25 / 3.75	Ø4.1	Ø4.5
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 3901 601	IBO 3902 601	IBO 3903 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3901 603	IBO 3902 603	IBO 3903 603
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 3901 605	IBO 3902 605	IBO 3903 605
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 3901 600	IBO 3902 600	IBO 3903 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 3901 602	IBO 3902 602	IBO 3903 602
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 3901 604	IBO 3902 604	IBO 3903 604

**Pilar Multiunit® ment**

Alt. 1.5 mm	IBO 3901 801	IBO 3902 801	IBO 3903 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3901 802	IBO 3902 802	IBO 3903 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3901 803	IBO 3902 803	IBO 3903 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3901 804		
Alt. 5.5 mm	IBO 3901 805		

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 3901 852	IBO 3902 852	IBO 3903 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3901 853	IBO 3902 853	
30° alt. 3.5 mm	IBO 3901 863	IBO 3902 863	IBO 3903 863
30° alt. 4.5 mm	IBO 3901 864	IBO 3902 864	

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 3901 901	IBO 3902 901	IBO 3903 901
Alt. 2 mm	IBO 3901 902	IBO 3902 902	IBO 3903 902
Alt. 3 mm	IBO 3901 903	IBO 3902 903	IBO 3903 903
Alt. 4 mm	IBO 3901 904	IBO 3902 904	IBO 3903 904
Alt. 5 mm	IBO 3901 905		





OMEGAGEN[®]

CAD/CAM 3700
| ANYRIDGE[®]

CAD/CAM 3000
| ANYONE[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

MEGAGEN[®]

ANYRIDGE[®]

Ø4.0



MEGAGEN[®]

Ø4.0



Análogo

IBO 3702 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3702 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3702 402

Alt. 4 mm

IBO 3702 404

Alt. 6 mm

IBO 3702 406



Tornillo

M1.8 hex. 1.20

IBO 3702 200

M1.8 tetralobular ACS

IBO 3702 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3702 110

Rotatorio

IBO 3702 100



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 3702 550

Rotatorio

IBO 3702 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 3702 702



Interfase AC 2G

Antirrotatorio

IBO 3702 620

Rotatorio

IBO 3702 621

Ø4.0

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 3702 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 3702 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 3702 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 3702 600
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 3702 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 3702 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 3702 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3702 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3702 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3702 804


**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 3702 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3702 853
30° alt. 3.5 mm	IBO 3702 863
30° alt. 4.5 mm	IBO 3702 864

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 3702 901
Alt. 2 mm	IBO 3702 902
Alt. 3 mm	IBO 3702 903
Alt. 4 mm	IBO 3702 904
Alt. 5 mm	IBO 3702 905
Alt. 6 mm	IBO 3702 906





MEGAGEN[®]

ANYONE[®]

REGULAR



REGULAR



Análogo

IBO 3002 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 3002 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 3002 402

Alt. 4 mm

IBO 3002 404



Tornillo

M2 hex. 1.2

IBO 3002 200

M2 tetralobular ACS

IBO 3002 225



Calcinable

Antirrotatorio

IBO 3002 001

Rotatorio

IBO 3002 010



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 3002 110

Rotatorio

IBO 3002 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 015



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 3002 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 3002 620

Rotatoria

IBO 3002 621

REGULAR**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 3002 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 3002 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 3002 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 3002 600
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 3002 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 3002 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 3002 801
Alt. 2.5 mm	IBO 3002 802
Alt. 3.5 mm	IBO 3002 803
Alt. 4.5 mm	IBO 3002 804
Alt. 5.5 mm	IBO 3002 805

**Pilar Multiunit® angulado**


17° alt. 2.5 mm	IBO 3002 852
17° alt. 3.5 mm	IBO 3002 853
30° alt. 3.5 mm	IBO 3002 864
30° alt. 4.5 mm	IBO 3002 865

**Pilar Horus®**

Alt. 1.5 mm	IBO 3002 821
Alt. 2.5 mm	IBO 3002 822
Alt. 3.5 mm	IBO 3002 823
Alt. 4.5 mm	IBO 3002 824

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 3002 901
Alt. 2 mm	IBO 3002 902
Alt. 3 mm	IBO 3002 903
Alt. 4 mm	IBO 3002 904
Alt. 5 mm	IBO 3002 905



BIOTECH[®] DENTAL

CAD/CAM 4300
KONTACT[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

BIOTECH DENTAL[®] KONTACT[®]

RP



RP



Análogo

IBO 4302 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 4302 350



Pilar de cicatrización

Alt. 1.5 mm

IBO 4302 401

Alt. 3 mm

IBO 4302 403

Alt. 5 mm

IBO 4302 405



Tornillo

M1.4 hex 1.20

IBO 4302 200

M1.4 tetralobular ACS

IBO 4302 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 4302 110

Rotatorio

IBO 4302 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 4302 550

Rotatorio

IBO 4302 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 4302 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 4302 620

Rotatoria

IBO 4302 621

RP**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 4302 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 4302 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 4302 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 4302 600
Rotatoria aAlt. 2 mm	IBO 4302 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 4302 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm	IBO 4302 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4302 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4302 803

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4302 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4302 863

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 2 mm	IBO 4302 902
Alt. 3 mm	IBO 4302 903
Alt. 4 mm	IBO 4302 904





ANTHOGYR®

CAD/CAM 4200
AXIOM® BL

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

ANTHOGYR®

AXIOM® BL

RP



RP



Análogo

IBO 4202 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 4202 350



Pilar de cicatrización

Alt. 1.5 mm

IBO 4202 401

Alt. 3 mm

IBO 4202 403

Alt. 4.5 mm

IBO 4202 405



Tornillo

M1.6 hex. 1.20

IBO 4202 200

M1.6 tetralobular ACS

IBO 4202 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 4202 110

Rotatorio

IBO 4202 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 4202 550

Rotatorio

IBO 4202 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 4202 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 4202 620

Rotatoria

IBO 4202 621

RP

Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 4202 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 4202 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 4202 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 4202 600
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 4202 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 4202 604


Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm	IBO 4202 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4202 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4202 803



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm	IBO 4202 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4202 863


Pilar Lock-Attach

Alt. 2 mm	IBO 4202 902
Alt. 3 mm	IBO 4202 903
Alt. 4 mm	IBO 4202 904







o ALPHA BIO TEC®

CAD/CAM 4400
MULTINEO®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

ALPHA BIO TEC® MULTINEO® CS



CS



Análogo

IBO 4402 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 4402 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 4402 402

Alt. 4 mm

IBO 4402 404

Alt. 6 mm

IBO 4402 406



Tornillo

M1.8 hex. 1.27

IBO 4402 200

M1.8 tetralobular ACS

IBO 1501 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 4402 110

Rotatorio

IBO 4402 100

Chimenea angulada base Cr-Co



17°

IBO 1102 011

30°

IBO 1102 012



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 4402 550

Rotatorio

IBO 4402 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 4402 702



Interfase AC 2G

Antirrotatoria

IBO 4402 620

Rotatoria

IBO 4402 621

CS

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm	IBO 4402 601
Antirrotatoria alt. 2 mm	IBO 4402 603
Antirrotatoria alt. 3 mm	IBO 4402 605
Rotatoria alt. 1 mm	IBO 4402 600
Rotatoria alt. 2 mm	IBO 4402 602
Rotatoria alt. 3 mm	IBO 4402 604

**Pilar Multiunit®**


Alt. 1.5 mm	IBO 4402 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4402 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4402 803

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4402 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4402 863

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 2 mm	IBO 4402 902
Alt. 3 mm	IBO 4402 903
Alt. 4 mm	IBO 4402 904





DENTIUM[®]

CAD/CAM 4500
BRIGHT[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

DENTIUM[®]

BRIGHT[®]

RP



RP



Análogo

IBO 4502 300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.20

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

IBO 4502 350



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

IBO 4502 402

Alt. 4 mm

IBO 4502 404

Alt. 6 mm

IBO 4502 406



Tornillo

M1.6 hex. 1.25

IBO 4502 200

M1.6 tetralobular ACS

IBO 4502 225



Calcinable base Cr-Co

Antirrotatorio

IBO 4502 110

Rotatorio

IBO 4502 100



Pilar TA

Antirrotatorio

IBO 4502 550

Rotatorio

IBO 4502 555



Scanbody

Intraoral titanio

IBO 4502 702



Interfase 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm

IBO 4502 620

Rotatoria alt. 0.5 mm

IBO 4502 621

**Interfase 3G**

Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4502 601
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4502 603
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4502 600
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4502 602

**Pilar Multiunit®**


Alt. 1.5 mm	IBO 4502 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4502 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4502 803

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4502 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4502 863

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm	IBO 4502 901
Alt. 2 mm	IBO 4502 902
Alt. 3 mm	IBO 4502 903
Alt. 4 mm	IBO 4502 904





o DIO[®]

CAD/CAM 4600
UF[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

DIO®

UF®

NP / RP



	NP	RP
	Análogo	
	IBO 4601 300	IBO 4602 300
	Tornillo análogo digital	
M1.6 hex. 1.20	HE-41215	HE-41215
	Coping	
Cubeta abierta (CA)	IBO 4601 350	IBO 4602 350
	Pilar de cicatrización	
Alt. 2 mm	IBO 4601 402	IBO 4602 402
Alt. 3 mm		IBO 4602 403
Alt. 4 mm	IBO 4601 404	IBO 4602 404
Alt. 6 mm	IBO 4601 406	IBO 4602 406
	Tornillo	
M1.4 hex. 1.20	IBO 4601 200	
M1.4 hex. 1.20 DLC	IBO 4601 280	
M1.4 tetralobular ACS	IBO 4601 225	
M2 hex. 1.20		IBO 4602 200
M2 hex. 1.20 DLC		IBO 4602 280
M2 tetralobular ACS		IBO 3002 225
	Pilar TA	
Antirrotatorio	IBO 4601 550	IBO 4602 550
Rotatorio	IBO 4601 555	IBO 4602 555
	Calcinable base Cr-Co	
Antirrotatorio	IBO 4601 110	IBO 4602 110
Rotatorio	IBO 4601 100	IBO 4602 100
	Chimenea angulada base Cr-Co	
17°		IBO 1102 011
30°		IBO 1102 015
	Scanbody	
Intraoral titanio	IBO 4601 702	IBO 4602 702

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 1mm

IBO 4601 620

IBO 4602 620

Rotatoria alt. 1mm

IBO 4601 621

IBO 4602 621

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 1 mm

IBO 4601 601

IBO 4602 601

Antirrotatoria alt. 2 mm

IBO 4601 603

IBO 4602 603

Antirrotatoria alt. 3 mm

IBO 4601 605

IBO 4602 605

Rotatoria alt. 1 mm

IBO 4601 600

IBO 4602 600

Rotatoria alt. 2 mm

IBO 4601 602

IBO 4602 602

Rotatoria alt. 3 mm

IBO 4601 604

IBO 4602 604

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1.5 mm

IBO 4601 801

IBO 4602 801

Alt. 2.5 mm

IBO 4601 802

IBO 4602 802

Alt. 3.5 mm

IBO 4601 803

IBO 4602 803

Alt. 4.5 mm

IBO 4601 804

IBO 4602 804

Alt. 5.5 mm

IBO 4601 805

IBO 4602 805

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm

IBO 4601 852

IBO 4602 852

17° alt. 3.5 mm

IBO 4601 853

IBO 4602 853

30° alt. 3.5 mm

IBO 4601 863

IBO 4602 863

30° alt. 4.5 mm

IBO 4601 864

IBO 4602 864

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 1 mm

IBO 4601 901

IBO 4602 901

Alt. 2 mm

IBO 4601 902

IBO 4602 902

Alt. 3 mm

IBO 4601 903

IBO 4602 903

Alt. 4 mm

IBO 4601 904

IBO 4602 904

Alt. 5 mm


IBO 4601 905

IBO 4602 905

Alt. 6 mm

IBO 4601 906

IBO 4602 906





CAMLOG®

CAD/CAM 4800
IMPLANT SYSTEM®

CAD/CAM 4900
CONELOG®

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna
de las marcas aquí referenciadas, que son
propiedad de sus respectivos titulares

CAMLOG[®]

IMPLANT SYSTEM[®]

Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3



	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.3
	Análogo		
	IBO 4801 300	IBO 4802 300	IBO 4803 300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.20	HE-41215	HE-41215
	Coping		
Cubeta abierta (CA)	IBO 4801 350	IBO 4802 350	IBO 4803 350
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	IBO 4801 402	IBO 4802 402
	Alt. 4 mm	IBO 4801 404	IBO 4802 404
	Alt. 6 mm	IBO 4801 406	IBO 4802 406
	Tornillo		
	M1.6 hex. 1.25	IBO 4802 200	IBO 4802 200
M1.6 tetralobular ACS	IBO 4802 225	IBO 4802 225	IBO 4802 225
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	IBO 4801 110	IBO 4802 110
Rotatorio	IBO 4801 100	IBO 4802 100	IBO 4803 100
	Pilar TA		
	Antirrotatorio Alt. 0.5 mm	IBO 4801 550	IBO 4802 550
Rotatorio Alt. 3 mm	IBO 4801 555	IBO 4802 555	IBO 4803 555
	Scanbody		
Intraoral titanio	IBO 4801 702	IBO 4802 702	IBO 4803 702
	Interfase AC 2G		
	Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4801 620	IBO 4802 620
Rotatoria alt. 0.5 m	IBO 4801 621	IBO 4802 621	IBO 4803 621

**Interfase 3G**

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.3
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4801 601	IBO 4802 601	IBO 4803 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4801 603	IBO 4802 603	IBO 4803 603
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4801 600	IBO 4802 600	IBO 4803 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4801 602	IBO 4802 602	IBO 4803 602

**Pilar Multiunit®**


Alt. 1.5 mm	IBO 4801 801	IBO 4802 801	IBO 4803 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4801 802	IBO 4802 802	IBO 4803 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4801 803	IBO 4802 803	IBO 4803 803

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2.5 mm	IBO 4801 852	IBO 4802 852	IBO 4803 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4801 863	IBO 4802 863	IBO 4803 863

**Pilar Lock-Attach**


Alt. 1 mm	IBO 4801 901	IBO 4802 901	IBO 4803 901
Alt. 2 mm	IBO 4801 902	IBO 4802 902	IBO 4803 902
Alt. 3 mm	IBO 4801 903	IBO 4802 903	IBO 4803 903
Alt. 4 mm	IBO 4801 904	IBO 4802 904	IBO 4803 904
Alt. 5 mm	IBO 4801 905	IBO 4802 905	IBO 4803 905



CAMLOG®

CONOLOG®

Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3



	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.3
	Análogo		
	IBO 4901 300	IBO 4902 300	IBO 4903 300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.20	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	IBO 4901 350	IBO 4902 350
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 2 mm	IBO 4901 402	IBO 4902 402
	Alt. 4 mm	IBO 4901 404	IBO 4902 404
	Alt. 6 mm	IBO 4901 406	IBO 4902 406
	Tornillo		
	M1.6 hex. 1.25	IBO 4902 200	IBO 4902 200
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 4902 225	IBO 4902 225
	Calcinable base Cr-Co		
	Antirrotatorio	IBO 4901 110	IBO 4902 110
	Rotatorio	IBO 4901 100	IBO 4902 100
	Pilar TA		
	Antirrotatorio Alt. 0.5 mm	IBO 4901 550	IBO 4902 550
	Rotatorio Alt. 3 mm	IBO 4901 555	IBO 4902 555
	Scanbody		
	Intraoral titanio	IBO 4901 702	IBO 4902 702
	Interfase AC 2G		
	Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 620	IBO 4902 620
	Rotatoria alt. 0.5 m	IBO 4901 621	IBO 4902 621



Interfase 3G

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.3
Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 601	IBO 4902 601	IBO 4903 601
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4901 603	IBO 4902 603	IBO 4903 603
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 4901 600	IBO 4902 600	IBO 4903 600
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 4901 602	IBO 4902 602	IBO 4903 602



Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm	IBO 4901 801	IBO 4902 801	IBO 4903 801
Alt. 2.5 mm	IBO 4901 802	IBO 4902 802	IBO 4903 802
Alt. 3.5 mm	IBO 4901 803	IBO 4902 803	IBO 4903 803



Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2.5 mm	IBO 4901 852	IBO 4902 852	IBO 4903 852
30° alt. 3.5 mm	IBO 4901 863	IBO 4902 863	IBO 4903 863



Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	IBO 4901 901	IBO 4902 901	IBO 4903 901
Alt. 2 mm	IBO 4901 902	IBO 4902 902	IBO 4903 902
Alt. 3 mm	IBO 4901 903	IBO 4902 903	IBO 4903 903
Alt. 4 mm	IBO 4901 904	IBO 4902 904	IBO 4903 904
Alt. 5 mm	IBO 4901 905	IBO 4902 905	IBO 4903 905



g O DONTIT[®]

HE | CAD/CAM 1100
HEX.EXTERNO[®]

HEI | CAD/CAM 1500
HEX.INTERNO[®]

HEC | CAD/CAM 1400
REACTIVE[®]

Ibodontit S.L. no guarda relación con ninguna de las marcas aquí referenciadas, que son propiedad de sus respectivos titulares

ODONTIT[®]

HEX. EXTERNO[®]

RP Ø4.1



RP Ø4.1



Análogo

HE-41300



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

HE-41700

Cubeta cerrada (CC)

HE-41710

Tornillo coping CA

HE-41701

Tornillo coping CC

HE-41711



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

HE-41402

Alt. 3 mm

HE-41403

Alt. 4 mm

HE-41404

Alt. 5 mm

HE-41405



Tornillo

M2 hex. 1.20 DLC

HE-41200

M2 hex. 1.20 DLC

HE-41280

M2 hex. 1.20 as. plano

HE-41201

M2 cuadrada 1.30

HE-41202

M2 hex. 1.25

HE-41203

M2 hex. 1.20 plana

HE-41204

M2 autoblocante hex. 1.25

HE-41205

M2 tornillo Oro hex. 1.20

HE-41206

M2 unigrip

HE-41207

M2 hex. 1.20 (rosca total)

HE-41208

M2 cierre

HE-41210

M2 tetralobular ACS

IBO 1102 225

RP Ø4.1

**Calcinable**

Antirrotatorio	HE-41001
Rotatorio	HE-41010

**Calcinable base Cr-Co**

Antirrotatorio	HE-41110
Rotatorio	HE-41100

Chimenea angulada base Cr-Co

17°	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012

**Pilar TA**

Antirrotatorio Alt. 0.5 mm	HE-41600
Antirrotatorio Alt. 1.5 mm	HE-41601
Antirrotatorio Alt. 3 mm	HE-41602
Rotatorio Alt. 0.5 mm	HE-41610
Rotatorio Alt. 1.5 mm	HE-41611
Rotatorio Alt. 3 mm	HE-41612

**Pilar recto / angulado**

Antirrotatorio	HE-41500
Rotatorio	HE-41550
Ang. 15°	HE-41650
Ang. 25°	HE-41651

**Ball Attach**

Ø1.8 Alt. 2 mm	HE-41552
Ø1.8 Alt. 3 mm	HE-41553
Ø2.5 Basculante Alt. 2 mm	109BRK2R
Ø2.5 Basculante Alt. 3 mm	109BRK3R
Ø2.5 Basculante Alt. 4 mm	109BRK4R



Kit retenciones para Ø1.8	192ACM
Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRM
Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRMSN
Kit retenciones para Ø 2.5	192ACN
Kit ret. normal (1300 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRN
Kit ret. suave (900 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRNSN
Anillos direccionales	100AD

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 1102 702
-------------------	--------------

RP Ø4.1**Interfase 1G**

Antirrotatoria	HE-41751
Rotatoria	HE-41750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1102 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1102 622
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1102 624
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1102 621
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1102 623
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1102 625

**Interfase 3G**

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HE-41741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HE-41743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HE-41745
Rotatoria alt. 0.5 mm	HE-41740
Rotatoria alt. 1.5 mm	HE-41742
Rotatoria alt. 2.5 mm	HE-41744

**Pilar Multiunit®**

Alt. 1 mm	HE-48801
Alt. 2 mm	HE-48802
Alt. 3 mm	HE-48803
Alt. 4 mm	HE-48804
Alt. 5 mm	HE-48805
Alt. 7 mm	HE-48807

**Pilar Multiunit® angulado**

17° alt. 2 mm	HE-48852
17° alt. 3 mm	HE-48853
17° alt. 4 mm	HE-48854
30° alt. 3 mm	HE-48863
30° alt. 4 mm	HE-48864
30° alt. 5 mm	HE-48865

RP Ø4.1

**Pilar Horus®**

Alt. 1 mm	HE-48821
Alt. 2 mm	HE-48822
Alt. 3 mm	HE-48823

**Pilar Lock-Attach**

Alt. 0.73 mm	HE-41901
Alt. 2 mm	HE-41902
Alt. 3 mm	HE-41903
Alt. 4 mm	HE-41904
Alt. 5 mm	HE-41905
Alt. 6 mm	HE-41906




Angulado alt. 1.5 mm

HE-41951

Angulado alt. 3 mm

HE-41953



ODONTIT[®]

INTERNA HEX.[®]

REGULAR



REGULAR



Análogo

Plat. 3.5 Ø3.7

HEI-35300

Plat. 3.5 Ø4.0

HEI-35301



Tornillo análogo digital

M1.6 hex. 1.25

HE-41215



Coping

Cubeta abierta (CA)

HEI-35700

Cubeta cerrada (CC)

HEI-35710

Tornillo coping CA

HEI-35701

Coping CC

HEI-35711



Pilar de cicatrización

Alt. 2 mm

HEI-35402

Alt. 3 mm

HEI-35403

Alt. 4 mm

HEI-35404

Alt. 5 mm

HEI-35405



Tornillo

M1.8 hex. 1.20

HEI-35200

M1.8 hex. 1.27

HEI-35201

M1.8 hex. 1.27 DLC

HEI-35280

M1.8 hex. 1.25 autoblocante

HEI-35205

M1.8 hex. 1.20 oro

HEI-35206

M1.8 cierre

HEI-35210

M1.8 tetralobular ACS

IBO 1501 225



Calcinable

Antirrotatorio Ø3.5 plat 4.0

HEI-35002

Rotatorio Ø3.5 plat 4.0

HEI-35011

REGULAR**Calcinable base Cr-Co**

Antirrotatorio	HEI-35110
Rotatorio	HEI-35100

Chimenea angulada base Cr-Co

17°	IBO 1102 011
30°	IBO 1102 012

**Pilar TA**

Antirrotatorio Alt. 0.5 mm	HEI-35600
Antirrotatorio Alt. 1.5 mm	HEI-35601
Antirrotatorio Alt. 3 mm	HEI-35602
Rotatorio Alt. 0.5 mm	HEI-35610
Rotatorio Alt. 1.5 mm	HEI-35611
Rotatorio Alt. 3 mm	HEI-35612

**Pilar recto / angulado**

Recto antirrotatorio	HEI-35505
Ang. 15°	HEI-35650
Ang. 25°	HEI-35651

**Ball Attach**

Ø1.8 Alt. 2 mm	HEI-35552
Ø1.8 Alt. 4 mm	HEI-35554
Ø2.5 Basculante Alt. 2 mm	109CV2R
Ø2.5 Basculante Alt. 4 mm	109CV4R
Kit retenciones para Ø1.8	192ACM
Kit ret. normal (1100 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRM
Kit ret. suave (900 gr) Ø1.8 (6 ud)	040CRMSN
Kit retenciones para Ø 2.5	192ACN
Kit ret. normal (1300 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRN
Kit ret. suave (900 gr) Ø2.5 (6 ud)	040CRNSN
Anillos direccionales	100AD

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 1501 702
-------------------	--------------

**Interfase 1G**

Antirrotatoria	HEI-35751
Rotatoria	HEI-35750

REGULAR

Interfase AC 2G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1501 620
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1501 622
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1501 624
Rotatoria alt. 0.5 mm	IBO 1501 621
Rotatoria alt. 1.5 mm	IBO 1501 623
Rotatoria alt. 2.5 mm	IBO 1501 625


Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 0.5 mm	HEI-35741
Antirrotatoria alt. 1.5 mm	HEI-35743
Antirrotatoria alt. 2.5 mm	HEI-35745
Rotatoria alt. 0.5 mm	HEI-35740
Rotatoria alt. 1.5 mm	HEI-35742
Rotatoria alt. 2.5 mm	HEI-35744


Pilar Multiunit®

Alt. 0.75 mm	HEI-35801
Alt. 2 mm	HEI-35802
Alt. 3 mm	HEI-35803
Alt. 4 mm	HEI-35804
Alt. 5 mm	HEI-35805


Pilar Multiunit® angulado

17° alt. 2 mm	HEI-35852
17° alt. 3 mm	HEI-35853
17° alt. 4 mm	HEI-35854
30° alt. 3 mm	HEI-35863
30° alt. 4 mm	HEI-35864
30° alt. 5 mm	HEI-35865
30° alt. 6 mm	HEI-35866


Pilar Horus®

Alt. 1 mm	HEI-35821
Alt. 2 mm	HEI-35822
Alt. 3 mm	HEI-35823
Alt. 4 mm	HEI-35824


Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm	HEI-35901
Alt. 2 mm	HEI-35902
Alt. 3 mm	HEI-35903
Alt. 4 mm	HEI-35904
Alt. 5 mm	HEI-35905
Alt. 6 mm	HEI-35906
 Angulado alt. 1.5 mm	HEI-35951
Angulado alt. 3 mm	HEI-35953



ODONTIT[®]

REACTIVE[®]

Ø3.0 / NP Ø3.5 / RP Ø4.3 - Ø5.0



	Ø3.0	NP Ø3.5	RP Ø4.3 - Ø5.0
	Análogo		
	HEC-30300	HEC-35300 HEC-35301	HEC-43300
	Tornillo análogo digital		
	M1.6 hex. 1.25	HE-41215	HE-41215
	Coping		
	Cubeta abierta (CA)	HEC-30700	HEC-35700 HEC-43700
	Tornillo coping CA	HEC-30701	
	Cubeta abierta minipilar Multitunit [®]	HEC-35720	
	Pilar de cicatrización		
	Alt. 1.5 mm	HEC-35401	
	Alt. 2.5 mm	HEC-35402	
	Alt. 3 mm	HEC-30403	HEC-43403
	Alt. 3.5 mm	HEC-35403	
	Alt. 4.5 mm	HEC-35404	
	Alt. 5 mm	HEC-30405	HEC-43405
	Alt. 5.5 mm	HEC-35405	
	Alt. 7 mm		HEC-43407
	Minipilar Multiunit [®]	HEC-35450	
	Tornillo		
	M1.4 hex. 1.20	HEC-30200	
	M1.6 Unigrip	HE-35200	
	M1.6 Unigrip DLC	HE-35280	
	M2 Unigrip		HEC-43200
	M2 Unigrip DLC		HEC-43280
	M1.6 Unigrip oro	HEC-35206	
	M2 Unigrip oro		HEC-43206
	Cierre	HEC-30210	HEC-35210 HEC-43210
	M1.6 tetralobular ACS	IBO 1401 225	
	M2 tetralobular ACS		IBO 1402 225

**Calcinable**

	Ø3.0	NP Ø3.5	RP Ø4.3 - Ø5.0
Antirrotatorio	HEC-30001	HEC-35001	HEC-43001
Rotatorio		HEC-35010	HEC-43010
Minipilar MultiUnit		HEC-35011	

**Calcinable base Cr-Co**

Antirrotatorio	HEC-30110	HEC-35110	HEC-43110
Rotatorio		HEC-35100	HEC-43100

Chimenea angulada base Cr-Co

17°		IBO 1102 011	IBO 1102 013
30°		IBO 1102 012	IBO 1102 014

**Pilar TA**

Antirrotatorio Alt. 1 mm	HEC-30600	HEC-35600	HEC-43600
Antirrotatorio PEEK	HEC-30601		
Antirrotatorio Alt. 2 mm		HEC-35601	
Antirrotatorio Alt. 3 mm		HEC-35602	
Rotatorio Alt. 1 mm		HEC-35610	HEC-43610
Rotatorio Alt. 2 mm		HEC-35611	
Rotatorio Alt. 3 mm		HEC-35612	
Minipilar Multiunit®		HEC-35620	

**Pilar recto / angulado**

Antirrotatorio alt. 7 mm	HEC-30507
Antirrotatorio alt. 9 mm	HEC-30509
15°	HEC-30650

**Scanbody**

Intraoral titanio	IBO 0301 702	IBO 1401 702	IBO 1402 702
Intraoral titanio Mini Abutment		IBO 1401 703	

**Interfase 1G**

Antirrotatoria	HEC-30751	HEC-35751	HEC-43751
Rotatoria		HEC-35750	HEC-43750

**Interfase AC 2G**

Antirrotatoria alt. 1 mm		IBO 1401 620	IBO 1402 620
Antirrotatoria alt. 2 mm		IBO 1401 622	IBO 1402 622
Antirrotatoria alt. 3 mm		IBO 1401 624	IBO 1402 624
Rotatoria alt. 1 mm		IBO 1401 621	IBO 1402 621
Rotatoria alt. 2 mm		IBO 1401 623	IBO 1402 623
Rotatoria alt. 3 mm		IBO 1401 625	IBO 1402 625


Ø3.0
NP Ø3.5
RP Ø4.3 - Ø5.0
Interfase 3G

Antirrotatoria alt. 1 mm	HEC-30741	HEC-35741	HEC-43741
Antirrotatoria alt. 2 mm	HEC-30743	HEC-35743	HEC-43743
Antirrotatoria alt. 3 mm	HEC-30745	HEC-35745	HEC-43745
Rotatoria alt. 1 mm	HEC-30740	HEC-35740	HEC-43740
Rotatoria alt. 2 mm	HEC-30742	HEC-35742	HEC-43742
Rotatoria alt. 3 mm	HEC-30744	HEC-35744	HEC-43744
Rotatoria para Minipilar		HEC-35755	


Pilar Multiunit®

Alt. 1.5 mm		HEC-35801	HEC-43801
Alt. 2.5 mm		HEC-35802	HEC-43802
Alt. 3.5 mm		HEC-35803	HEC-43803
Alt. 4.5 mm		HEC-35804	HEC-43804
Alt. 5.5 mm		HEC-35805	
Alt. 1.5 mm Minipilar Multiunit®		HEC-35811	
Alt. 2.5 mm Minipilar Multiunit®		HEC-35812	
Alt. 3.5 mm Minipilar Multiunit®		HEC-35813	
Alt. 4.5 mm Minipilar Multiunit®		HEC-35814	
Alt. 5.5 mm Minipilar Multiunit®		HEC-35815	


Pilar Multiunit® angulado


17° alt. 2.5 mm		HEC-35852	HEC-43852
17° alt. 3.5 mm		HEC-35853	HEC-43853
30° alt. 3.5 mm		HEC-35863	HEC-43863
30° alt. 4.5 mm		HEC-35864	HEC-43864


Pilar Horus®




Alt. 1.5 mm		HEC-35821	
Alt. 2.5 mm		HEC-35822	
Alt. 3.5 mm		HEC-35823	
Alt. 4.5 mm		HEC-35824	


Pilar Lock-Attach

Alt. 1 mm		HEC-35901	HEC-43901
Alt. 2 mm		HEC-35902	HEC-43902
Alt. 3 mm		HEC-35903	HEC-43903
Alt. 4 mm		HEC-35904	HEC-43904
Alt. 5 mm		HEC-35905	HEC-43905
Alt. 6 mm		HEC-35906	HEC-43906



Q INSTRUMENTAL







DESTORNILLADORES

KIT DESTORNILLADOR

8 Puntas + Mango para CLÍNICA



KIT DESTORNILLADOR

8 Puntas + Mango para LABORATORIO



KIT DESTORNILLADOR + LLAVE DINAMOMÉTRICA

6 Puntas + Adaptador



MANGO DESTORNILLADOR

Para CLÍNICA

IN-MAG1005



MANGO DESTORNILLADOR

Para LABORATORIO

IN-MAG1006



LLAVE DINAMOMÉTRICA

10 a 60 Ncm + Adaptador para Puntas

IN-LLV1003



DESTORNILLADOR

	CORTA	MEDIANA	LARGA
PUNTA CUADRADA 1,25	IN-DES1033	IN-DES1034	IN-DES1035
PUNTA CUADRADA 1,30	IN-DES1036	IN-DES1037	IN-DES1038
PUNTA CRUZ	IN-DES1021	IN-DES1022	IN-DES1023
PUNTA UNIGRIP®	IN-DES1024	IN-DES1025	IN-DES1026
PUNTA TORX	IN-DES1027	IN-DES1028	IN-DES1029



PUNTAS DESTORNILLADOR

	CORTA	MEDIANA	LARGA	
PUNTA HEXAGONAL 0,90	IN-DES1007	IN-DES1008	-	
PUNTA HEXAGONAL 1,20	IN-DES1009	IN-DES1010	IN-DES1011	
PUNTA HEXAGONAL 1,25	IN-DES1012	IN-DES1013	IN-DES1014	
PUNTA HEXAGONAL 1,27	IN-DES1018	IN-DES1019	IN-DES1020	
PUNTA HEXAGONAL 1,70	IN-DES1015	IN-DES1016	IN-DES1017	
PUNTA PLANA	IN-DES1030	IN-DES1031	IN-DES1032	
ACS	ACS4L20	ACS4L25	ACS4L35	
ESTRELLA		IN-DES1060		
NEO		IN-DES1062		

DESTORNILLADORES

	CORTO	LARGO	
DESTORNILLADOR Hex 1.20	IN-DES1039	IN-DES1040	
DESTORNILLADOR Hex 1.25	IN-DES1041	IN-DES1042	
DESTORNILLADOR Hex 1.27	IN-DES1043	IN-DES1044	
DESTORNILLADOR TORX	IN-DES1045	IN-DES1046	
DESTORNILLADOR UNIGRIP®	IN-DES1047	IN-DES1048	



INSTRUMENTAL Y LLAVES

CAJA DE CIRUGÍA

Completa

IN-PLAS1



CAJA DE CIRUGÍA

Pequeña

IN-PLAS2



KIT EXTRACTOR COMPLETO

IN-KIT-EXT/L



MEDIDOR UNIVERSAL

008MB6

FRIETH 83



EXTRACTOR TORNILLOS

Tipo 1

IN-EXT-1



Tipo 2

IN-EXT-2



Tipo 3

IN-EXT-3



Tipo 4

IN-EXT-4



EXTRACTOR IMPLANTE

KIT SACATORNILLO

Externo

680BR K

FRIETH 83

Interno

680CV

FRIETH 83



FRESA ESPECIAL

Para Kit Sacatornillo

680FS

FRIETH 83



Para Escariar

680FA25

FRIETH 83



LLAVE INTERNAL-HEX



MANUAL SHORT

IN-IHCC

MANUAL LONG

IN-IHCL



TURBINA CORTA

IN-IAIt.C

TURBINA LARGA

IN-IAIt.L

LLAVE PARA REACTIVE®



MANUAL CORTA

IN-ACMC

MANUAL LARGA

IN-ACML

MANUAL CORTA 3.5

IN-ACMC35

MANUAL LARGA 3.5

IN-ACML35

MANUAL CORTA 4.3

IN-ACMC43

MANUAL LARGA 4.3

IN-ACML43



TURBINA CORTA 3.0

IN-ACTC

TURBINA LARGA 3.0

IN-ACTL

TURBINA CORTA 3.5

IN-ACTC35

TURBINA LARGA 3.5

IN-ACTL35

TURBINA CORTA 4.3

IN-ACTC43

TURBINA LARGA 4.3

IN-ACTL43

LLAVE SMARTGRIP



MANUAL CORTA

IN-SGCS

MANUAL LARGA

IN-SGDL



TURBINA CORTA

IN-SGDS

TURBINA LARGA

IN-SGCL

LLAVE MULTIUNIT®



MANUAL CORTA 2.0

IN-MULMC 2.0

MANUAL CORTA 2.5

IN-MULMC 2.5

MANUAL LARGA 2.0

IN-MULML 2.0

MANUAL LARGA 2.5

IN-MULML 2.5

TURBINA 2.0

IN-MULT 2.0

TURBINA 2.5

IN-MULT 2.5

LLAVE LOCK-ATTACK

MANUAL CORTA

TURBINA CORTA

COMPLETA

IN-LOC-MC

IN-LOC-TC

IN-LOC-O



CONECTOR

PARA LLAVE 4X4

PARA CONTRAANGULO

IN-ADC

IN-IMDL



ADAPTADO DIGITAL

PARA LLAVE 4X4

IN-ADL



LLAVE CRÍQUET

4X4 MM

EXTENSOR

IN-RW

IN-RE



DESTORNILLADOR HEXAGONAL 0.048" PARA LLAVE CRÍQUET

CORTO

LARGO

IN-THDC48

IN-THDL48





TORNILLOS CANAL RECTO

NOBEL BIO CARE®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
BRANEMARK® NP	HE-35200	70	Unigrip®	2.2	7.3	M1.6	35
BRANEMARK® NP	HE-35280	70	Unigrip®	2.2	7.3	M1.6	35
BRANEMARK® RP	HE-41200	90	Hex 1.20	2.4	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41280	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41201	Plano	Hex 1.20	2.5	8.8	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41202	90	Cuad 1.30	2.4	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41203	90	Hex 1.25	2.45	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41204	120	Hex 1.20	2.4	6.5	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41205	120 autoblocante	Hex 1.25	2.45	8	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41206	90	Hex 1.20	2.4	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41207	90	Unigrip®	2.4	7.9	M2	25
BRANEMARK® RP	HE-41208	90	Hex 1.20	2.45	7.9	M2	35
MULTIUNIT®	HE-48200	Plano	Unigrip®	2	3.5	M1.4	15
MULTIUNIT®	HE-48280	Plano	Unigrip®	2	3.5	M1.4	15
MULTIUNIT®	HE-48206	Plano	Unigrip®	2	3.5	M1.4	15
MULTIUNIT®	HE-48201	Plano	Hex 1.27	2,1	3.5	M1.4	15
BRANEMARK® WP	HE-51200	90	Unigrip®	3.3	7	M2.5	35
BRANEMARK® WP	HE-51280	90	Unigrip®	3.3	7	M2.5	35
REPLACE SELECT® 3.5	HEZ-35200	Plano	Unigrip®	2.4	8.3	M1.8	35
REPLACE SELECT® 4.3 / 5.0	HEZ-43200	Plano	Unigrip®	2.4	9.9	M2	35
ACTIVE 3.0	HEC-30200	110	Hex 1.20	1.82	7	M1.4	15
ACTIVE® NP	HE-35200	70	Unigrip®	2.2	7.3	M1.6	35
ACTIVE® NP	HE-35280	70	Unigrip®	2.2	7.3	M1.6	35
ACTIVE® NP	HEC-35206	70	Unigrip®	2.2	7.3	M1.6	35
ACTIVE® RP	HEC-43200	70	Unigrip®	2.45	7.35	M2	35
ACTIVE® RP	HEC-43280	70	Unigrip®	2.45	7.35	M2	35
ACTIVE® RP	HEC-43206	70	Unigrip®	2.45	7.35	M2	35

ZIMMER®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
HEX. INTERNO NP	HEI-35200	90	Hex 1.20	2.1	8.2	M1.8	30
HEX. INTERNO NP / RP / WP	HEI-35201	140	Hex 1.27	2.15	7.5	UNF1-72	30
HEX. INTERNO NP / RP / WP	HEI-35280	140	Hex 1.27	1.98	8	UNF1-72	30
HEX. INTERNO NP / RP / WP	HEI-35205	120 autoblocante	Hex 1.25	2.1	7.65	M1.8	30
HEX. INTERNO NP / RP / WP	HEI-35206	140	Hex 1.27	1.98	8	UNF1-72	30

STRAUMANN®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
TISSUE LEVEL RN	HI-48200	90	Torx	2.4	7.5	M2	35
TISSUE LEVEL RN	HI-48205	120 Autoblocante	Hex. 1.25	2.47	8.03	M2	25
TISSUE LEVEL RN SYNOCTA	HI-48201	90	Torx	2.4	4.5	M2	35
TISSUE LEVEL RN / WN	HI-48206	30	Torx	2.58	6.7	M2	35
TISSUE LEVEL RN / WN	HI-48204	30	Torx	2.58	6.7	M2	35
TISSUE LEVEL RN / WN	HI-48280	30	Torx	2.58	6.7	M2	35
BONE LEVEL NC	HI-33200	30	Torx	2.08	7.9	M1.6	35
BONE LEVEL NC	HI-33206	30	Torx	2.08	7.9	M1.6	35
BONE LEVEL NC	HI-33280	30	Torx	2.08	7.9	M1.6	35

BONE LEVEL RC	HI-41200	30	Torx	2.2	7.85	M1.6	35
BONE LEVEL RC	HI-41206	30	Torx	2.2	7.85	M1.6	35
BONE LEVEL RC	HI-41280	30	Torx	2.2	7.85	M1.6	35
BLX 3.5 / 4.5	IBO 3801 200	90	Torx	2.1	6.1	M1.6	30

ASTRA TECH®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
OSSEOSPEED TX 3.0	IBO 2003 200	Plano	Hex 1.27	2.35	7.3	M1.4	15
OSSEOSPEED TX 3.5-4.0	HEA-35200	Plano	Hex 1.27	2.35	8.25	M1.6	20
OSSEOSPEED TX 3.5-4.0	HEA-35280	Plano	Hex 1.27	2.35	8.25	M1.6	20
OSSEOSPEED TX 4.5-5.0	HEA-45200	Plano	Hex 1.27	2.35	10.3	M2	25
UNIABUTMENT® 20°	HEA-35201	Plano	Hex 1.27	2.25	4.8	M1.4	15
EV® 3.0	IBO 3201 200	60	Hex 1.27	2.1	7.6	M1.4	20
EV® 3.6	IBO 3202 200	60	Hex 1.27	2.1	7.5	M1.6	20
EV® 4.2	IBO 3203 200	100	Hex 1.27	2.1	7.6	M1.8	20
EV® 4.8	IBO 3204 200	Plano	Hex 1.27	2.3	7.6	M2	20

BIOMET 3i®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CERTAIN® NP / RP / WP	HEW-34200	Plano	Hex 1.20	2	8.4	M1.6	20
CERTAIN® NP / RP / WP	HEW-34280	Plano	Hex 1.20	2	8.4	M1.6	20
CERTAIN® NP / RP / WP	HEW-34201	90	Cuad. 1.30	2.27	8.4	M1.6	20
CERTAIN® NP / RP / WP	HEW-34206	Plano	Hex 1.20	2	8.4	M1.6	20
CERTAIN® RP / WP	HEW-41201	90	Hex 1.20	2.3	8.4	M1.6	20
CERTAIN® RP / WP	HEW-41206	90	Hex 1.20	2.3	8.4	M1.6	20
CERTAIN® RP / WP	HEW-41280	90	Hex 1.20	2.3	8.4	M1.6	20
OSSEOTITE® 3.25	IBO 2101 200	Plano	Hex 1.2	2.43	7.8	M2	20
OSSEOTITE® 4.1	HE-41200	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
OSSEOTITE® 4.1	HE-41280	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
OSSEOTITE® 5.1	HE-41200	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25

KLOCKNER®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
SK2® 4.2	HEV-42200	90	Hex 1.70	2.45	6	M1.8	30
SK2® 4.2	HEV-42201	90	Cruciforme	2.3	4.4	M1.8	30
ESSENTIAL CONE® 4.5	HEV-45200	90	Estrella	2.15	8.2	UNF1-72	30
VEGA 3.5	IBO 4101 200	90	Estrella	2.15	8	M1.6	25
VEGA 4.0-4.5	IBO 4102 200	90	Estrella	2.15	8	M1.8	25

BTI®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
HEX. EXTERNO 3.5	HEB-35200	Plano	Hex 1.20	2.57	5.5	M2	20
HEX. EXTERNO 4,1	HE-41200	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
HEX. EXTERNO 3.5 / 4.1	HE-41280	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
INT. UNIVERSAL 4.1 / 5.5	HEB-41200	Plano	Hex 1.20	2.5	7	M1.8	20
INT. UNIVERSAL 4.1 / 5.5	HEB-41206	Plano	Hex 1.20	2.5	7	M1.8	20
INT. UNIVERSAL 4.1 / 5.5	HEB-41280	Plano	Hex 1.20	2.5	7	M1.8	20
INT. UNIVERSAL 4.1 MULTI	HEB-41208	Plano	Hex 1.20	2	3,6	M1.4	20
INT. ESTRECHA 3.5	HEB-41200	Plano	Hex 1.20	2.5	7	M1.8	20



TORNILLOS CANAL RECTO

MIS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
SEVEN NP	HEM-33200	120	Hex 1.27	2.1	7.6	M1.6	30
SEVEN NP	HEM-33280	120	Hex 1.27	2.1	7.6	M1.6	30
SEVEN SP / WP	HEM-42200	120	Hex 1.27	2.2	7.6	M1.8	30
C1 STANDARD 3.75 / 4.2	IBO 4002 200	120	Hex 1.27	2.2	7.6	M1.8	30

SWEDEN&MARTINA®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
PREMIUM KHONO® 3.3 / 3.8	HES-38200	120	Hex 1.27	2.15	7.45	M1.8	25
PREMIUM KHONO® 3.3 / 3.8	HES-38280	120	Hex 1.27	2.15	7.45	M1.8	25
PREMIUM KHONO® 4.25 / 5.0	HES-43200	120	Hex 1.27	2.5	8.1	M2	25
PREMIUM KHONO® 4.25 / 5.0	HES-43280	120	Hex 1.27	2.5	8.1	M2	25

DENTSPLY®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
FRIADENT XIVE® 3.4 / 3.8 / 4.5	IBO 3102 200	90	Hex 1.20	2	8	M1.6	25
FRIADENT XIVE® 3.4 / 3.8 / 4.5	IBO 3102 280	90	Hex 1.20	2	8	M1.6	25

BIOHORIZONS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
INTERNAL 3.0	IBO 1601 200	90	Hex 1.27	2.4	7.25	M1.8	15
INTERNAL 3.5 / 4.5	HEI-35201	140	Hex 1.27	2.15	7.5	UNF1-72	30
INTERNAL 3.5 / 4.5	HEI-35280	140	Hex 1.27	2.15	7.5	UNF1-72	30
TAPERED PRO NP / RP	IBO 4902 220	90	Hex 1.27	2.35	7.25	M1,80	35

DIO®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
UF NP	IBO 4601 200	90	Hex 1,20	1,85	7,5	M1,40	20
UF RP	IBO 4602 200	120	Hex 1,20	2,45	8,5	M2,0	30

CAMLOG®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CONELOG Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3	IBO 4902 200	120	Hex 1,25	2,15	8,87	M1,60	20

DENTIUM®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
BRIGAlt. RP	IBO 4502 200	120	Hex 1,27	2,3	10,2	M2,0	25

MICRODENT®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
Alt. EXTERNO SYSTEM® 4.2 / 5.1	HE41200	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
Alt. EXTERNO SYSTEM® 4.2 / 5.1	IBO 3302 201	120	Hex 1.75	2.4	7.9	M2	30

OSSTEM®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
TS SYSTEM® REGULAR	IBO 3002 200	90	Hex 1.2	2.3	8.4	M2	25
TS MINI	IBO 3001 200	90	Hex 1.2	2.2	10.2	M1,6	20

NEODENT®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CM®	IBO 3402 200	Plano	Hex 0.90	2.4	7.9	M1.8	25
CM®	IBO 3402 280	Plano	Hex 0.90	2.4	7.9	M1.8	25
GRAND MORSE	IBO 3601 200	60	Especial	1.95	8.75	M1.6	20

ANKYLOS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
C/X®	IBO 3502 200	90	Hex 0.90	2.4	7.9	M1.8	20

PHIBO®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
HEXÁGONO EXTERNO 3.3	HPH-33200	120	Hex 1,27	2,25	8	M1,8	25
HEXÁGONO EXTERNO 4.2	HE-41200	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
HEXÁGONO EXTERNO 4.2	HE-41280	90	Hex 1.27	2.4	7.9	M2	25
HEXÁGONO EXTERNO 4.2	HE-41203	90	Hex 1.25	2.45	7.9	M2	25

BEGO SEMADOS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
3.25-3.75 / 4.1 / 4.5	IBO 3901 200	70	Hex 1.25	2.35	7.65	M1.8	30

MEGAGEN ANYRIDGE®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
4.0 / 4.5	IBO 3702 200	Plano	Hex 1.2	2,1	8	M1.8	25

ANTHOGRY®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
AXIOM REGULAR	IBO 4202 200	40	Hex 1,2	2.22	7.9	M1,6	25

BIOTECH®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
KONTACT REGULAR®	IBO 4302 200	Plano	Hex 1,2	1.95	7.8	M1,4	20

ALPHABIO TEC®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
MULTINEO CS®	HEI-35201	140	Hex 1.27	2.15	7.5	UNF1-72	30



TORNILLOS CANAL ANGULADO

NOBEL BIO CARE®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
BRANEMARK® NP	IBO 1101 225	Plano	ACS	2.3	5.9	M1.6	20
BRANEMARK® RP	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
BRANEMARK® WP	IBO 1103 225	Plano	ACS	2.85	6.7	M2.5	25
MULTIUNIT®	IBO 1201 225	Plano	ACS	2.4	3.9	M1.4	15
REPLACE SELECT® 3.5	IBO 1301 225	Plano	ACS	2.3	7.5	M1.8	20
REPLACE SELECT® 4.3	IBO 1302 225	Plano	ACS	2.3	9	M2	25
ACTIVE® NP	IBO 1401 225	70	ACS	2.3	7.3	M1.6	15
ACTIVE® RP	IBO 1402 225	70	ACS	2.3	7.5	M2	20

ZIMMER®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
Alt. INTERNO NP / RP / WP	IBO 1501 225	140	ACS	2.3	7.1	M1.8	20

STRAUMANN®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
TISSUE LEVEL RN / WN	IBO 1801 225	30	ACS	2.6	6.7	M2	25
TISSUE LEVEL RN SYNOCTA	IBO 1801 226	90	ACS	2.3	5.1	M2	25
BONE LEVEL NC / RC	IBO 1902 225	30	ACS	2.3	7.8	M1.6	15
BLX RB / WB	IBO 3801 225	90	ACS	2.3	6.1	M1.6	30

ASTRA®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
OSSEOSPEED TX 3.5-4.0	IBO 2001 225	Plano	ACS	2.3	7.6	M1.6	20
OSSEOSPEED TX 4.5-5.0	IBO 1302 225	Plano	ACS	2.3	9	M2	25
EV® 3.6	IBO 3202 225	60	ACS	2.3	7.2	M1.6	20
EV® 4.2	IBO 3203 225	100	ACS	2.3	7.4	M1.8	20
EV® 4.8	IBO 3204 225	Plano	ACS	2.3	7.6	M1.8	20

BIOMET 3i®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CERTAIN® 3.4	IBO 2201 220	Plano	ACS	2.3	8.4	M1.6	25
CERTAIN® 4.1	IBO 2201 220	Plano	ACS	2.3	8.4	M1.6	25
CERTAIN® 5.0	IBO 2201 220	Plano	ACS	2.3	8.4	M1.6	25
Alt. EXT. 3.2	IBO 1102 220	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
Alt. EXT. 4.1	IBO 1102 220	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
Alt. EXT. 5.1	IBO 1102 220	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
OSSEOTITE®	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25

KLOCKNER®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
SK2® 4.2	IBO 2301 225	90	ACS	2.3	4.5	M1.8	20
ESSENTIAL CONE® 4.5	IBO 2401 225	90	ACS	2.3	6.7	M1.8	20
VEGA 3.5	IBO 4101 225	90	ACS	2.3	8	M1.6	20
VEGA 4.0-4.5	IBO 4102 225	90	ACS	2.3	8	M1.8	20

BTI®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
Alt. EXTERNO 3.5 / 4.1	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
INT. ESTRECHA 3.5	IBO 2501 225	Plano	ACS	2.3	6.5	M1,8	20
INT. UNIVERSAL 4.1 / 5.5	IBO 2501 225	Plano	ACS	2.3	6.5	M1,8	20
INT. UNIVERSAL 4.1 MULTI	IBO 2501 226	Plano	ACS	2.3	3.6	M1,8	20

MIS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
SEVEN NP	IBO 1701 225	120	ACS	2.3	6.45	M1,6	20
SEVEN SP / WP	IBO 1501 225	140	ACS	2.3	7.1	M1,8	20
C1 STANDARD 3.75 / 4.2	IBO 1501 225	140	ACS	2.3	7.1	M1,8	20

SWEDEN&MARTINA®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
PREMIUM KHONO 3.3 / 3.8	IBO 2702 225	120	ACS	2.3	6.8	M1,8	20
PREMIUM KHONO 4.25 / 5.0	IBO 2703 225	120	ACS	2.3	6.8	M2	25

DENTSPLY®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
FRIADENT XIVE® 3.4 / 3.8 / 4.5	IBO 3102 225	90	ACS	2.3	8	M1,6	20

MICRODENT®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
Alt. EXTERNO SYSTEM® 4.2	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25
Alt. EXTERNO SYSTEM® 5.1	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25

BIOHORIZONS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
INTERNAL 3.0	IBO 1501 225	140	ACS	2.3	7.1	M1,8	20
TAPPERED PRO NP / RP	IBO 4902 225	90	ACS	2,3	6,5	M1,80	25

DIO®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
UF NP	IBO 4601 225	90	ACS	2,3	6,95	M1,40	15
UF RP	IBO 3002 225	90	ACS	2,3	7,9	M2	25

CAMLOG®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CONOLOG Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3	IBO 4902 225	120	ACS	2,15	8,87	M1,60	20

DENTIUM®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
BRIGAIt. RP	IBO 4502 225	120	ACS	2,3	7,95	M2,0	25



TORNILLOS CANAL ANGULADO

OSSTEM®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
TS MINI	IBO 3001 200	90	ACS	2.2	10.2	M1,6	20
TS SYSTEM® REGULAR	IBO 3002 225	90	ACS	2.3	7.9	M2	25

NEODENT®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
CM®	IBO 3402 225	60	ACS	2.3	4	M1.8	15
GRAND MORSE	IBO 3601 225	60	ACS	2.3	9.77	M1.6	20

ANKYLOS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
C/X®	IBO 3502 225	Plano	ACS	2.3	4.4	M1.6	20

PHIBO®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
HEXÁGONO EXTERNO 3.3	IBO 2901 225	120	ACS	2.3	8	M1.8	25
HEXÁGONO EXTERNO 4.1	IBO 1102 225	Plano	ACS	2.3	6	M2	25

BEGO SEMADOS®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
3.25-3.75 / 4.1 / 4.5	IBO 3901 225	70	ACS	2.3	7.7	M1.8	30

MEGAGEN ANYRIDGE®


PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
3.25-3.75 / 4.1 / 4.5	IBO 3702 225	Plano	ACS	2.3	8	M1.8	25

ANTHOGYR®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
AXIOM REGULAR	IBO 4202 225	40	ACS	2.22	7.9	M1,6	25

ALPHABIO TEC®

PLATAFORMA	Referencia	Asentamiento	Llave	Ø Cabeza	Longitud	Rosca	Torque
MULTINEO CS	IBO 1501 225	140	ACS	2.3	7.1	M1,8	20






Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.



CATÁLOGO ADITAMENTOS 2026

1 Edición: 02/2026

Autorizado por IBO



ibo
ibodontit

